

# PHILIPS

## AVENT

Tire-lait manuel

Coffret Vie Active

SCF290/13



## Pour recueillir plus de lait, rapidement.

Tire-lait manuel offrant une efficacité maximale

Un tire-lait manuel vous permet de contrôler au mieux le rythme et la puissance d'aspiration. Le tire-lait manuel exclusif Philips AVENT vous assure une plus grande efficacité, car une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier.

### Avantages et caractéristiques :

- Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

### Efficacité cliniquement prouvée

- Coussin massEUR breveté

### Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

### Flexible et portatif

- Facile à assembler et à utiliser

## Points forts

### Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant



Tout ce qu'il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

### Facile à assembler et à utiliser



Silencieux et portatif.

### Coussin masseur breveté



Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

### Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

## Caractéristiques

### Pays d'origine

Angleterre

### Inclus

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 Pièce(s)  
 Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 2 Pièce(s)  
 Sachets de gel réfrigérant: 2 Pièce(s)  
 Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 Pièce(s)  
 Pièces de rechange: 1 Pièce(s)  
 Microfiber insulated travel bag: 1 Pièce(s)  
 Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)  
 Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml): 2 Pièce(s)

### Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

