

PHILIPS

Kopfband

DreamWear

Standard



HH1119



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Daten

Produktangaben

Materials: Nylon, Polyurethane foam, Spandex
Warranty: 90 days

Reinigung: Kopfband, Schlauch

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, hang to dry¹

Austausch

Inspect daily for wear: Replace at first sign of wear

