

PHILIPS

AVENT

Съгласна бебешка
бутилка Natural

1 бутилка

8 унции/ 240 мл

Биберон за бавен поток

1 м +



SCF673/17



Лесно съчетаване с кърменето

Естествено засмукване

Нашата стъклена бутилка Natural прави храненето с бутилка по-естествено за бебето и за вас. Биберонът с удобен дизайн с "листенца" за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

- Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

По-комфортно и утоляващо глада хранене за вашето бебе

- Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без спъване
- Съвместима с гамата Philips Avent

Въздухът не влиза в коремчето на вашето бебе

- Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Други предимства

- Лесна употреба и почистване, бързо и лесно сглобяване
- Тази бутилка не съдържа бисфенол-А*

Чисто и безопасно

- Топлоустойчива
- Стъкло от фармацевтичен клас

Акценти

Топлоустойчива



Съвременната бутилка Natural е топлоустойчива и устойчива на резки температурни промени. Благодарение на това е безопасно да се съхранява в хладилника, да се загрева и да се стерилизира.

Съкло от фармацевтичен клас


Първокласно боросиликатно съкло за гарантирано най-високо качество и съвършена чистота.

Естествено засмукване



Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Уникални, удобни "листенца"



"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана клапа против колики



Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Расте заедно с вашето бебе

Бутилката Philips Avent Natural е съвместима с гамата Philips Avent, с изключение на бутилките и ръкохватките за чаши Classic. Съветваме ви да използвате бутилките Natural само с бибероните за хранене Natural.

Лесна употреба и почистване



Широкото гърло на бутилката осигурява лесно пълнене и почистване. Малко на брой части за бързо и лесно сглобяване.

Тази бутилка не съдържа бисфенол-А*



Новата бутилка Philips Avent Natural е изработена от материал, който не съдържа бисфенол-А* (стъкло, полипропилен и силикон).

Спецификации

Дизайн

Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко гърло

Материал

Бутилка: Не съдържа бисфенол-А*, Стъкло
Биберон: Силикон, Не съдържа бисфенол-А*
Не съдържа бисфенол-А*: Бутилката е изработена от боросиликатно съкло тип 1; Биберонът е изработен от силикон; Винтовият пръстен е изработен от ПП (полипропилен)

Какво включва

Бутилка за бебе: 1 бр.

Лесна употреба

Ease of use: Лесно сглобяване, Лесно почистване, Лесна за хващане, Подходящи за съдомиялна машина и микровълнова фурна

Бутилка

Вместимост: 8 унции/ 240 мл

Материал: Не съдържа бисфенол-А*

Функции

Засмукване: Лесно съчетаване на кърмене и хранене от бутилка

Nipple: Уникални, удобни "листенца", Усъвършенствана система против колики, Изключително мек и гъвкав биберон, Естествено засмукване

Стадии на развитие

Етап: 0-12 месеца

Размери и тегло

Размери: Височина: 8,7 см; Диаметър: 6,6 см

Тегло: 1 бутилка: 14,67 г

