

# PHILIPS

# AVENT

## Almohadilla masajeadora grande

Para todos los extractores  
Comfort



SCF167/01



## Tamaño preciso y máxima comodidad

### Extractor de leche con embudo más ancho

Esta suave almohadilla masajeadora tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort Philips Avent. Consulte las imágenes a continuación para decidir si necesita una almohadilla para extractor de leche más grande.

#### Extracción cómoda

- Embudo ancho para un ajuste cómodo
- Se adapta a todos los extractores de leche de la gama Natural

#### Compruebe el tamaño que sea más cómodo

- Ajuste correcto: el pezón se asienta cómodamente en el embudo de la almohadilla
- Elija el tamaño grande: el pezón toca las paredes del embudo

## Destacados

### Almohadilla para extractor de leche grande

Puede comprobar si necesita una almohadilla para extractor de leche grande probando si sus pezones caben cómodamente en el embudo de la almohadilla. Si el pezón toca o roza las paredes del embudo, debe elegir una almohadilla para extractor de leche grande para garantizar una extracción más cómoda.

### Ajuste correcto

Si el pezón se asienta cómodamente en el embudo de la almohadilla, está utilizando el tamaño correcto de almohadilla masajeadora.

### Ajuste demasiado pequeño

Si el pezón toca o se fricciona en la pared del embudo de la almohadilla, debe elegir la almohadilla para extractor de leche grande con embudo más ancho para garantizar una extracción más cómoda.

### Se adapta a todos los extractores de leche Natural

La almohadilla masajeadora grande es compatible con todos los extractores de leche Comfort Philips Avent de la gama Natural.

## Especificaciones

### Almohadilla

**Material:** Silicona, Sin BPA\*

### País de origen

Inglaterra

### Material

Sin BPA\*

### Qué incluye

Cojín de tamaño grande: 1 uds

### Compatibilidad

Compatible con la gama Natural

### Fácil de usar

**Almohadilla:** Fácil de limpiar, Apto para lavaplatos

### Funciones

**Cojín masajeador suave:** Delicada estimulación

### Etapas de desarrollo

**Etapas:** Embarazo, 0 a 6 meses

### Pieza de repuesto

**Aptos para los modelos de producto:**  
SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

