

PHILIPS

AVENT

Comfort, dubbel
elektrisk bröstpump

Natural

Omfattar 2 x 125 ml flaskor



SCF334/02



Är bekvämare och ger mer mjölk

Bröstpump med massagekudde

När du är bekväm och avslappnad flödar mjölken bättre. Det är därför vi har skapat vår mest bekväma bröstpump hittills: sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt, och låt vår mjuka massagekudde varsamt stimulera ditt mjölkflöde.

Sitt bekvämare utan att behöva luta dig framåt

- Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Stimulerar varsamt mjölkflödet

- Mjuk massagekudde för en varm känsla

Övriga fördelar

- Enkel montering. Visuellt matchning av olika delar
- Kompakt lätt konstruktion, hätdigt resefodral medföljer
- Enkel rengöring tack vare få separata delar
- Enkel användning med en enda knapptryckning

Välj den bekvämaste inställningen

- Har ett skonsamt stimuleringsläge och 3 pumpinställningar

Mer mjölk på kortare tid

- Den perfekta tidsspararen för mammor

Funktioner

Bekvämare ställning

Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Enkla inställningar att välja bland

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan den av de 3 pumpinställningarna som är bekvämast för dig.

Mjuk massagekudde

Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Enkel rengöring

Enkel rengöring tack vare de få separata delarna. Mjölken kommer aldrig i kontakt med slangkopplingarna och basenheten. Alla delar förutom de elektriska tål maskindisk.

Enkel användning

Dubbla elektriska bröstpumpar är perfekta för mammor som pumpar mjölk regelbundet. Spara tid genom att bekvämt pumpa från båda brösten samtidigt.

Perfekt tidssparare för mammor

Samtidig pumpning på båda brösten har bevisats vara effektivare och kan även öka förmågan att producera bröstmjölk.*

Enkel montering

Visuell matchning av olika delar för enkel montering.

Kompakt design

Bröstpumpen har en kompakt design som gör den enkel att hålla och placera på bröstet. Den lilla, lätta basenheten kan enkelt placeras inom räckhåll för full kontroll när du pumpar. För enkel transport och förvaring kan slangen lindas kring basenheten. Ett smidigt resefodral medföljer.

Specifikationer

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

Ursprungsland

England

Vad medföljer?

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs
Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Material

Bröstpump: Polypropylen, BPA-fri*
Flaskmata: Polypropylen, BPA-fri*
Napp: Silikon, BPA-fri*

Design

Bröstpumpsdesign: Kompakt design
Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Vad medföljer?

Amningskupa, provförpackningar: 2 (2 dagskupa och 2 nattkupa) pcs
Natural-flaska 125 ml: 2 pcs
Kudde i standardstorlek: 2 pcs
Bröstpumpenhet: 2 pcs
Basenhet inklusive slangkopplingar: 1 pcs
Extra membran: 2 pcs
Reseskydd: 2 pcs

Bröstpump

Material: BPA-fri*

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Enkel montering, Enkel rengöring, Fullständigt kompatibelt utbud

Funktioner

Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt
Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering
Inställningar: 3 pumpinställningar, 1 stimuleringsläge
Mer mjölk på kortare tid: Den perfekta tidsspararen

Vad medföljer?

Travel bag: 1 pcs



* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

** En randomiserad kontrollerad studie för att jämföra metoder av mjölkpumpning efter för tidig födsel (Jones et al ADC 2001;85:F91).