

PHILIPS

AVENT

Komplet ručne izdajalice
sa sterilizatorom

Izdojite, sterilizirajte i nahranite

Uključuje sterilizator 3-u-1

Ručna pumpa za ugodno
izdavanje

Bočice, četkica i dude varalice

SCD293/00



Veća udobnost, više mlijeka* Izdavanje, hranjenje i sterilizacija Komplet ručne izdajalice sa sterilizatorom

Komplet za dojenje idealan je za mame koje žele potpuni paket koji obuhvaća izdavanje, hranjenje i čišćenje. Obuhvaća raznu dodatnu opremu: ručnu izdajalicu, sterilizator, dude varalice i bočice.

Hranjenje

- Obuhvaća našu Natural bočicu i dudu za prirodno zahvaćanje

Sterilizator 3-u-1

- Prilagodljiva veličina
- Sterilizacija prirodnom parom ubija 99,9 % štetnih bacila
- Pogodno za bočice sa širokim i uskim grlom

Izdavanje – ručna izdajalica

- Opuštajući položaj, zahvaljujući posebnom dizajnu
- Meki masažni jastučić nježno potiče protok mlijeka
- Kompaktan lagani dizajn
- Nekoliko zasebnih dijelova i intuitivan dizajn

Istaknute znač.

Opuštajući položaj



Izdajalica ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Meki masažni jastučić



Naš masažni jastučić ima meku baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Legendarni jastučić s laticama dizajniran je da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

Jednostavna uporaba dok ste u pokretu



Izdajalica je mala i lagana pa se može lako spremati i prenositi, što čini izdavanje dok ste u pokretu diskretnijim.

Jednostavno postavljanje, izdavanje i čišćenje



Nekoliko zasebnih dijelova i intuitivan dizajn. Lako izdajete mlijeko za svoju bebu, bilo kada.

Uključuje našu bočicu Natural



Širok sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Sterilizator 3-u-1



Zahvaljujući prilagodljivoj veličini, u ovaj sterilizator 3-u-1 tvrtke Philips Avent mogu stati predmeti koje želite sterilizirati, a uvijek zauzima najmanji mogući prostor u kuhinji. Funkcionalnost 3-u-1 pruža sljedeće: 1) Malu konfiguraciju za sterilizaciju dudu varalica 2) Konfiguraciju srednje veličine za sterilizaciju izdajalica te tanjura, noževa i vilica za malu djecu 3) Velika konfiguracija za sterilizaciju 6 bočica za bebe

Sterilizacija prirodnom parom

Sterilizator koristi prirodnu paru za sterilizaciju bočica za bebe i drugih proizvoda, ubijajući 99,9 % štetnih bacila bez uporabe kemikalija. Pruža vam mir uz uvjerenje kako su sve vaše bočice za bebu i drugi proizvodi sterilni.

Odgovara svim vrstama bočica



Sterilizator je dizajniran tako da u njega mogu stati i bočice sa širokim i one s uskim grlom, kao i razne pumpe za izdavanje i dodaci. To vam pruža slobodu u odabiru bočica i dodataka koji najbolje odgovaraju vama i vašoj bebi. Puni kapacitet sterilizatora je šest Philips AVENT bočica od 11 oz / 330 ml.

Specifikacije

Napajanje

Napon: 220 V (električni parni sterilizator 3-u-1)

Materijal

Izdajalica: Ne sadrži BPA*, Polipropilen

Bočica: Polipropilen, Ne sadrži BPA*

Što se nalazi u paketu

Silikonska dudu varalica: 3 kom.

Kućište pumpe za izdajanje s drškom: 1 kom.

Sealing disc for milk storage: 1 kom.

Hvataljka: 1 kom.

Izrazito meka dudu za dojenje: 2 kom.

Natural bočica od 4 oz: 2 kom.

Higijenski poklopac koji se lako postavlja:
3 kom.

Natural bočica od 9 oz: 2 kom.

Bottle and nipple brush: 1 kom.

Sterilizator 3-u-1: 1 komad

Pakiranje s uzorkom jastučića za dojke: 1 u
pakiranju (2 komada)

Funkcije

Nema naginjanja naprijed: Sjedite u udobnom položaju

Meki masažni jastučić: Nježna stimulacija

Faze razvoja

Faza: 0 - 6 mjeseci

