

PHILIPS

AVENT

Ručna pumpa za
ugodno izdajanje

Natural

U kompletu su 3 čašice za
sprem. mlij.



SCF330/12



Mlijeko za bebu i udobnost za majku

Kada se osjećate udobno i opušteno, vaše mlijeko lakše teče. Zato smo stvorili dosad najudobniju pumpu za izdajanje: sjednite udobno, bez potrebe za naginjanjem prema naprijed, i prepustite našem mekanom jastučiću za masažu da potakne protok mlijeka.

Sjedite udobnije, bez potrebe za naginjanjem prema naprijed

- Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Nježno stimulira otpuštanje i protok mlijeka

- Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Ostale prednosti

- Intuitivno sastavljanje. Jednostavno vizualno usklađivanje dijelova
- Čišćenje je lako zahvaljujući malom broju zasebnih dijelova
- Jednostavno ručno upravljanje
- Kompatibilno s drugim Philips Avent proizvodima za hranjenje

Za izdajanje, pohranu i hranjenje

- U kompletu su 3 praktične čašice za spremanje mlijeka

Jednostavno korištenje, spremanje i prijenos

- Kompaktan lagani dizajn

Istaknute značajke.

Udobniji položaj



Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Meki masažni jastučić



Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

Za izdajanje, pohranu i hranjenje



Upotrijebite istu čašicu za izdajanje i spremanje izdojenog mlijeka te hranjenje bebe njime. Idealno za spremanje u hladnjaku ili zamrzivaču

Kompaktan dizajn



Pumpa za izdajanje ima kompaktan dizajn koji olakšava njezino postavljanje. Ergonomski oblikovana drška omogućava udobno držanje i potpunu kontrolu izdajanja mlijeka. Mali i lagani dizajn osigurava jednostavno spremanje i prijenos, što izdajanje izvan kuće čini diskretnijim.

Intuitivno sastavljanje



Jednostavno vizualno usklađivanje dijelova osigurava intuitivno sastavljanje.

Potpuno kompatibilan asortiman



Ova pumpa za izdajanje može se koristiti u kombinaciji s drugim proizvodima za hranjenje iz Philips Avent asortimana, uključujući naše bočice i spremnike za mlijeko iz linije Classic. Philips Avent nudi i asortiman dodatne opreme za njegu dojki koji će vam pomoći da dojite duže i udobnije.

Lako čišćenje

Čišćenje je lako zahvaljujući malom broju zasebnih dijelova. Svi dijelovi mogu se prati u stroju za pranje posuda.

Jednostavno ručno upravljanje

Ručna pumpa za izdajanje idealna je ako povremeno izdajate mlijeko i cijenite kompaktnost. Njome se lako može rukovati jednom rukom.

Specifikacije

Izdajalica

Materijal: Ne sadrži BPA*

Dizajn

Dizajn pumpe za izdajanje: Kompaktan dizajn

Država podrijetla

Engleska

Materijal

Izdajalica: Ne sadrži BPA*

Duda: Silikon, Ne sadrži BPA*

VIA čašica za spremanje mlijeka: Polipropilen,
Ne sadrži BPA*

Što se nalazi u paketu

Extra soft newborn flow nipple: 1 kom.

Pakiranje s uzorkom jastučića za dojke: 2 (2
dnevna jastučića i 2 noćna jastučića) kom.

Kućište pumpe za izdajanje s drškom: 1 kom.

Adapter za čašicu za spremanje mlijeka: 1 kom.

Jastučić standardne veličine: 1 kom.

Poklopac za putovanja: 1 kom.

Čašice za spremanje mlijeka: 3 kom.

Jednostavnost uporabe

Korištenje izdajalice: Intuitivno sastavljanje,

Lako čišćenje, Potpuno kompatibilan
asortiman

Funkcije

Nema naginjanja naprijed: Sjedite u udobnom
položaju

Meki masažni jastučić: Nježna stimulacija

**U kompletu su VIA čašice za spremanje
mlijeka:** Za izdajanje, pohranu i hranjenje

Faze razvoja

Faza: 0 – 6 mjeseci

