

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Tire-lait
électronique double

SCF304/02

Conçu pour le confort

Inspiré par la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en les reproduisant pour vous.

Avantages et caractéristiques :

- Confort et efficacité maximum
- Contrôle du bout des doigts
- Contrôle de la vitesse, de l'aspiration et du rythme. Pas de pré réglage.
- Simple, silencieux et portatif
- Plus de lait, plus rapidement

Stimule et permet de recueillir le lait

- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier
- Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Points forts

Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Vous avez le contrôle à tout moment

Contrôlez précisément la vitesse, le rythme et la puissance d'aspiration du tire-lait : vous pouvez même le régler pour reproduire l'effet de succion exact de votre propre bébé.

Touche de commande intuitive

Toutes les commandes du tire-lait sont à portée de main et contrôlées du bout des doigts. Vous pouvez donc modifier vos réglages instantanément et intuitivement sans avoir à vous déplacer.

Coussin masseur breveté



Les cinq alvéoles du coussin masseur se gonflent et se dégonflent avec simultanément une aspiration efficace, ce qui entraîne un écoulement naturel du lait.

Plus de lait, plus rapidement

Extraire le lait des deux seins augmente la production de lait. Le tire-lait électronique double est le seul tire-lait conçu pour maintenir le même niveau d'aspiration et le même comportement pour les deux unités, d'où la garantie d'une utilisation optimale.

Simple, silencieux et portable

Simple, silencieux et portable

Caractéristiques

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

Pays d'origine

Angleterre

Alimentation

Tension: 100 - 240 V

Inclus

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 pcs
Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 pcs
Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 4 pcs
Disque d'étanchéité pour la conservation du lait: 2 pcs
Sachets de gel réfrigérant: 4 pcs
Pack de transport pour tétines, nouveau-né: 2 pcs
Pièces de rechange: 1 pcs

Inclus

Tire-lait électronique double: 1 pcs
Sac de voyage en microfibre: 1 pcs
Sac isotherme en Thinsulate™: 2 pcs

