

PHILIPS

AVENT

Tire-lait manuel

Coffret Vie Active

SCF290/13



Pour recueillir plus de lait, rapidement.

Tire-lait manuel offrant une efficacité maximale

Un tire-lait manuel vous permet de contrôler au mieux le rythme et la puissance d'aspiration. Le tire-lait manuel exclusif Philips Avent vous assure une plus grande efficacité, car une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier.

Avantages et caractéristiques :

- Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Efficacité cliniquement prouvée

- Coussin massEUR breveté

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Flexible et portatif

- Facile à assembler et à utiliser

Points forts

Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant



Tout ce qu'il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

Facile à assembler et à utiliser



Silencieux et portatif.

Coussin masseur breveté



Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Caractéristiques

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

- Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 Pièce(s)
- Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 2 Pièce(s)
- Sachets de gel réfrigérant: 2 Pièce(s)
- Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 Pièce(s)
- Pièces de rechange: 1 Pièce(s)
- Microfiber insulated travel bag: 1 Pièce(s)
- Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)
- Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml): 2 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

