

# PHILIPS

## AVENT

### Extractor eléctrico Easy Comfort

Incluye un biberón de 120 ml



SCF301/02



## Confortable y práctico para una extracción eficaz

Elija entre cuatro modos de estimulación y cuatro ajustes para que cada sesión de extracción sea cómoda y personalizada. El diseño ligero y compacto facilita la extracción en cualquier parte.

### Diseño ligero y compacto

- Extracción sencilla en casa o en cualquier lugar
- Funciona con pilas y corriente eléctrica

### Varios ajustes sencillos para uso personalizado

- Puede configurar los ajustes sin complicaciones
- 4 modos estimulación x 4 modos de extracción para resultados óptimos

### Extracción discreta e higiénica

- Sonido leve y pantalla retroiluminada para un uso discreto de día y de noche

### Tecnología Rhythmic Wave

- Diseñado para imitar el ritmo de succión del bebé

### Diseñado para estimular suavemente el flujo de leche

- Cojín masajeador suave diseñado para estimular la salida de la leche

## Destacados

### Extracción personalizada



Es importante estar cómoda al extraer y la comodidad significa algo diferente para cada madre. Con este extractor de leche materna, puedes elegir entre 4 modos de estimulación y 4 ajustes de extracción. De esta forma, puede hacer que cada sesión sea eficaz y cómoda.

### Ajustes sin complicaciones



Las madres no tendrán que recordar su configuración ideal, lo hará el extractor por usted. Sus opciones preferidas se memorizan, por lo que con solo pulsar un botón ya está listo para usarse. ¿Necesita un descanso de la extracción? Sólo tiene que pulsar el botón de pausa y para reanudar, pulse el botón de play. Así de fácil.

### Cojín masajeador suave

Nuestros extractores de leche se han diseñado teniendo en cuenta su comodidad. La textura suave y aterciopelada de los cojines de masaje es agradable y cómoda en la piel, lo que ayuda a estimular el flujo de leche. El material flexible se ha diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

### Diseño ligero y compacto

El diseño ligero y compacto significa que puede extraer fácilmente en casa o llevarlo consigo para la extracción en cualquier parte.

### Alimentación doble



El producto funciona con corriente eléctrica. Para una mayor movilidad también puedes insertar pilas y usarlo sin cables. Puedes insertar cuatro pilas AA no recargables de 1,5 V o cuatro pilas recargables AA de 1,2 V

### Diseñado para imitar la succión



Cuando el bebé mama, sigue un ritmo de succionar-tragar-respirar, con una relación de 1:1:1. El extractor cuenta con la tecnología especial Rhythmic Wave que se ha diseñado para imitar el patrón, el ritmo y la relación (1:1) de succionar-tragar del bebé para generar leche con rapidez y eficacia. Esto hace que las sesiones de extracción sean naturales y cómodas.

### Extracción discreta



Nuestra pantalla retroiluminada permite la extracción de forma discreta por la noche, sin tener que encender las luces. Además, el leve sonido evita molestias.

## Especificaciones

### País de origen

China

### Fases de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

### Qué incluye

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

### Material

Biberón: Sin BPA\*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA\*, Silicona

Extractor de leche materna: Sin BPA (solo piezas en contacto con comida)

### Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Diseño del extractor de leche: Diseño compacto

### Qué incluye

Cuerpo del extractor de leche: 1 pcs

Unidad base con embudo: 1 pcs

Funda de viaje: 1 pcs

### Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Montaje intuitivo, fácil limpieza, compatible con toda la gama

### Funciones

Tecnología Rhythmic Wave: Imita el patrón de succión del bebé

### Qué incluye

Biberón Natural de 125 ml: 1 ud.

Cojín suave: 1 pcs

Cordón: 1 ud.

