

Philips Philips Avent  
Membran för elektrisk  
bröstpump

Bröstpumpar

CP1223/01



Skapar det vakuum som behövs för att pumpa

Kontrollera kompatibilitet nedan

Det här silikonmembranet skapar det vakuum som behövs för att pumpa ut bröstmjök.  
För användning med elektriska bröstpumpar.

**Lätt att använda Philips reservdelar**

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

**PHILIPS**

Membran för elektrisk bröstpump  
Bröstpumpar

# Specifikationer

## Utbytbara delar

- Passande produkttyper: SCF430 SCF441

CP1223/01

# Funktioner

## Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.



Publiceringsdatum  
2023-11-10

Version: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)