




Philips
Infraröd InfraPhil-lampa

150 W



HP3616

Lindrar muskelsmärtor

Djup, fokuserad infraröd värme

Djup, fokuserad värme från infraröd lampa

Lättanvänd

- På/av-knapp
- Justerbar vinkel

Lindrar muskelsmärtor

- Infraröd värme som går på djupet

Enkel att förvara

- Sladdförvaring

PHILIPS

Specifikationer

Lättanvänd

- Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
- På/av-knapp

Tekniska specifikationer

- Livslängd: 750 sessioner på 10 minuter

Säkerhet

- IEC-certifierad: Uppfyller IEC 60335

Enkel förvaring

- Sladdförvaring

Tekniska specifikationer

- Spänning: 220/230 eller 240/250 V V
- Sladdlängd: 180 m
- Effekt: 150 W
- Isolering: Klass II (dubbel isolering)
- Frekvens: 50 Hz
- Typ av lampor: PAR 38E, 150 W + prismatiska

ringar för mer fokus

Vikt och mått

- Produktvikt: 1 kg
- A-låda, mått: 24,0 x 28,8 x 62,4 (H x B x D) cm
- Produktstorlek: 22,0 x 13,0 x 18,5 (H x B x D) cm
- F-låda, vikt: 1 kg
- Antal F-lådor i A-låda: 6 pcs
- Kvantitet på europall: 192 pcs
- A-låda, vikt: 6,4 kg
- F-låda, mått: 22,5 x 14,0 x 20,4 (H x B x D) cm

Logistisk information


- CTV-kod: 884361601000
- Ursprungsland: Tyskland

Medicinsk utrustning

- Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Funktioner

Infraröd värme som går på djupet



Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärter och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.

Justerbar vinkel

Apparaten kan enkelt placeras upp till 40 grader bakåt.

På/av-knapp

Enkel på/av-knapp på baksidan av den infraröda lampan. Du behöver därför inte dra ur sladden efter varje behandling.

Sladdförvaring



Det finns en sladdhållare på baksidan av den infraröda lampan. Vira bara sladden runt den så kan apparaten enkelt ställas undan.



Publiceringsdatum
2022-06-29

Version: 7.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com