

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche manual
y set de almacenamiento

Extraer, almacenar y alimentar.

Extractor con suave cojín
masajeador

Incluye dos mamaderas y
tetinas

10 vasos de almacenamiento y
tapas

SCD221/00



Más comodidad y leche* Extráigala, almacénela y alimente al bebé Conjunto extractor de leche manual con vasos de almacenamiento

El cómodo conjunto extractor y de almacenamiento de leche manual es ideal para las mamás que tienen pensado extraer la leche materna. El conveniente conjunto incluye todo lo necesario para que extraiga y almacene la leche materna, y, de esta forma, alimente al bebé. Además, incluye dos mamaderas y 10 vasos de almacenamiento.

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Incluye nuestra mamadera y tetina Natural para un enganche natural

Fácil de colocar, rápido y limpio

- Pocas piezas separadas y diseño intuitivo
- Diseño compacto y ligero

Menos inclinación, clínicamente probado*

- Posición relajante, gracias a su diseño especial

Tienda: vasos de almacenamiento

- Almacenamiento y transporte seguros
- Recipiente para guardar por bombeo

Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

- El cojín masajeador suave estimula cuidadosamente el flujo de leche

Destacados

Posición relajante



El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho a la mamadera, incluso si se sienta con la espalda recta. Así, podrá sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue a la mamadera. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Almohadilla masajeadora suave



Nuestro cojín masajeador tiene una textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé a fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

Fácil de transportar



El extractor de leche es pequeño y ligero, por lo que es fácil de guardar y transportar. Así, la extracción de leche será más sencilla y discreta.

Fácil de colocar, rápido y limpio



Pocas piezas y diseño intuitivo. Extraiga leche para su bebé cómodamente en cualquier momento.

Incluye nuestra mamadera Natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Recipiente para guardar por bombeo



Con el adaptador recipiente para guardar leche, puede bombearla fácilmente en el recipiente para guardar leche. Sin fugas, ni derrames de su valiosa leche materna.

Tapa antiderrame



Los vasos de almacenamiento Philips Avent tienen una tapa que crea un sello firme para trasladarlos y guardarlos de forma segura.

Especificaciones

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Qué incluye

Disco sellador para almacenar leche: 1 pcs

Adaptador para vaso de almacenamiento de leche: 2 pcs

Material

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Extractor de leche materna: Libre de BPA* (solo piezas en contacto con comida)

Protectores mamarios: Material transpirable natural, Cubierta de sensación de seda

Vasos de almacenamiento: Libre de BPA, polipropileno

Diseño

Diseño del extractor de leche: Diseño compacto

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Qué incluye

Cuerpo del extractor de leche con asa: 1 pcs

Biberón Natural de 125 ml: 1 pcs

Mamadera Natural de 260 ml: 1 pcs

Vaso de almacenamiento de leche (180 ml): 10 pcs

Paquetes de muestra de discos absorbentes: 1 paquete (2 piezas)

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Fácil limpieza, Compatible con toda la gama, Montaje sencillo

Funciones

Sin inclinarse hacia delante: Siéntese en una postura cómoda

Cojín masajeador suave: Delicada estimulación

Qué incluye

Cojín de tamaño estándar (19,5 mm): 1 pieza (hay disponible un cojín masajeador más grande que se vende por separado)



* Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal

* Más comodidad: un 73 % de 73 madres en periodo de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).

* En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent

* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011