

# PHILIPS

## AVENT

單邊電動吸乳器

隨時隨地輕鬆吸乳

內附按摩軟墊

Natural 奶瓶及奶嘴



SCF332/31



## 吸乳更舒適，擠出更多母乳\*。隨時隨地皆可使用 配備按摩軟墊的單邊電動吸乳器

按摩軟墊可輕柔地刺激您的母乳流動，讓您可以舒適安坐，無需向前傾。即使配備電池，亦可隨時隨地使用我們的靜音乳泵。易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定

### 溫和地讓母乳流動

- 按摩軟墊採用按摩花瓣式設計

### 易於設定、使用和清洗

- 少量配件，設計簡便
- 密封式系統設計，讓擠乳更衛生
- 包輕巧 Natural 奶瓶和奶嘴，方便自然銜住

### 安靜吸乳，方便在任何地方使用

- 特別貼心設計，讓您安靜吸乳

### 經臨床證實能減少向前傾斜\*

- 設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

### 備有 1 種刺激模式和 3 種吸乳設定

- 隨心選擇最適合您的設定，找到屬於您的舒適高效

# 產品特點

## 姿勢舒適



吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶或容器。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，有助母乳更容易流動。

## 設有簡易設定可供選擇

開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言感覺舒適的奶流量。

## 按摩軟墊



按摩墊的細緻柔軟質感為肌膚帶來溫暖感覺，舒適柔和地刺激母乳流動。獨特的花瓣式按摩軟墊以模仿嬰兒的吸吮動作而設，可柔和刺激奶流量。

## 防止母乳濺入軟管



防止母乳濺入軟管。

## 裝配簡易，輕鬆使用和清洗



少量配件，設計簡便。隨時隨地讓您為寶寶吸乳。

## 包含 Natural 奶瓶



仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

## 安靜吸乳

專為方便吸乳而設

# 規格

## 設計

奶瓶設計：人體工學外形，寬瓶頸

吸乳器設計：設計輕巧

## 原產地

英國：是

## 物料

奶瓶餵哺：不含雙酚 A\*，聚丙烯

奶嘴：不含雙酚 A\*，矽膠

吸乳器：不含雙酚 A\*（只限食物接觸部分）

## 包含物件

密封碟方便儲存母乳：1 件數

Natural 奶瓶 4 安士：1 件數

吸乳器機身：1 件數

基本裝置包括軟管：1 件數

旅行護蓋：1 件數

乳墊包裝樣本：1 套（2 件）

標準尺寸的軟墊（19.5 毫米）：1 件（另提供更大尺寸的按摩軟墊獨立出售）

用完即棄乳墊：4 件數

## 方便易用

使用吸乳器：快速清洗，全面兼容系列，直觀配件

## 功能

無需向前傾：以舒適的姿勢安坐

按摩軟墊：輕柔刺激

設定：1 種刺激模式，3 種吸乳設定

## 成長階段

階段：0 - 6 個月

