




Philips  
Infraröd InfraCare-lampa

**200 W**  
Fokuserat behandlingsområde



HP3621

## Effektiv smärtlindring

Infraröd värme som går på djupet

Djupgående värme från infraröd lampa

### Effektiv smärtlindring

- Infraröd värme som går på djupet

**PHILIPS**

## Specifikationer

### Lättanvänd

- Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
- På/av-knapp
- Mjukt handtag: för enkel transport och placering

### Fokuserad behandling

- Infraröd halogenlampa: 200 W
- Behandlingsområde: 20 x 30 cm

### Säkerhet

- IEC-certifierad: Uppfyller IEC 60601 och 60335

### Effektiv smärtlindring

- Värme som går på djupet

### Tekniska specifikationer

- Spänning: 110 eller 220-230 V
- Sladdlängd: 200 m
- Effekt: 200 W
- Isolering: Klass II (dubbel isolering)

- Frekvens: 50/60 Hz
- Livslängd för lampor: 500 hr

### Vikt och mått

- A-låda, mått: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm
- Produktvikt: 1,2 kg
- Produktstorlek: 20 x 30,9 x 17,2 (B x H x D) cm
- F-låda, vikt: 1,6 kg
- Antal F-lådor i A-låda: 3 pcs
- Kvantitet på europall: 60 pcs
- A-låda, vikt: 4,8 kg
- F-låda, mått: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

### Logistisk information

- CTV-kod: 884362101000
- Ursprungsland: Tyskland

### Medicinsk utrustning

- Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

## Funktioner

### Infraröd värme som går på djupet



Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärter och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.

