


PHILIPS

AVENT

Единична електрическа помпа
за кърма Easy Comfort

Включва една бутилка 4 унции/120
мл

 Product Picture

SCF301/02



Удобство и комфорт за ефективно изцеждане

Изберете между 4 режима на стимулиране и 4 настройки за изцеждане, за да направите всяко изцеждане удобно и персонализирано. Освен това лекият и компактен дизайн означава, че изцеждането в движение е много лесно.

Лек и компактен дизайн

- Лесно изцеждане у дома и в движение
- Работи на батерия и със захранване от мрежата

Многобройни удобни настройки за персонализирана употреба

- Не е необходимо да помните настройките
- 4 режима на изпомпване, 4 режима на изцеждане за оптимално изцеждане

Дискретно и хигиенично изцеждане

- Дискретен звук и дисплей с подсветка за дискретно използване през деня и вечерта

Технология Rhythmic Wave

- Проектирана да наподобява ритъма на сучене на бебетата

Предназначена за внимателно стимулиране на потока на млякото

- Мека възглавничка за масаж, създадена да ви помогне да стимулирате потока на млякото

Акценти

Персонализирано изпомпване

Важно е да се чувствате комфортно по време на изцеждане, а комфортът означава нещо различно за всяка майка. С тази помпа за кърмене вие можете да избирате между 4 режима на стимулация и 4 настройки на изпомпване. По този начин можете да направите всяка една сесия на изцеждане ефективна и комфортна.

Настройки без затруднения

Майките имат достатъчно мисли и без да се налага да си спомняте идеалната настройка – така че ние ще направим това вместо вас. Вашите предпочитани настройки се съхраняват, така че с натискането на един бутон сте готови да изцеждате. Имате нужда от почивка по време на изпомпване? Просто натиснете бутона за пауза, а за възобновяване натиснете бутона за стартиране. Лесно е.

Мека възглавничка за масаж

Нашите помпи за кърмене са проектирани с мисъл за вашия комфорт. Меката и кадифена текстура на възглавничките за масаж се усеща топла и удобна върху кожата, което може да ви помогне да стимулирате потока на мляко. А гъвкавият материал е създаден да наподобява действието на сучене на вашето бебе, което помага за изтичане на млякото.

Лек и компактен дизайн

Леката и компактна конструкция означава, че можете да изцеждате лесно у дома или в движение.

Две възможности за захранване

Този продукт се захранва от електричество. За допълнителна мобилност можете също да сложите батерии за безжично използване. Можете да сложите четири обикновени 1,5 V AA батерии или четири акумулаторни 1,2 V AA батерии

Проектирана да наподобява сучене

При кърмене бебетата следват ритъм на сучене, преглъщане, дишане с коефициент от 1:1:1. Помпата за кърмене разполага със специална технология Rhythmic Wave, която е създадена да наподобява модела на сучене и преглъщане на бебетата, темпо и съотношение (1:1) за бързо и ефективно генериране на поток на мляко. Това означава, че вашата сесия на изцеждане ще бъде естествена и удобна.

Дискретно изцеждане

Нашият удобен дисплей с подсветка означава, че можете да се изцеждате дискретно през нощта, без да се налага да включвате осветлението. А мекият звук означава по-малко смущения.

Спецификации

Дизайн

Дизайн на помпата за кърма: Компактна конструкция

Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко гърло

Страна на произход

Китай

Материал

Бутилка: Не съдържа бисфенол-А*, Полипропилен

Биберон: Не съдържа бисфенол-А*, Силикон

Помпа за кърма: Без бисфенол-А (BPA)* (само за частите, които имат контакт с храна)

Какво включва

Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 1 бр.

Тяло на помпата за кърма: 1 бр.

Основа с тръбичка: 1 бр.

Капак за пътуване: 1 бр.

Бутилка Natural 4 унции: 1 бр.

Мека възглавничка: 1 бр.

Лента: 1 бр.

Лесна употреба

Използване на помпата за кърма: Интуитивно сглобяване, лесно почистване, гама от напълно съвместими продукти

Функции

Технология Rhythmic Wave: Наподобява модела на сучене на бебето

Стадии на развитие

Етап: 0 – 6 месеца

