

PHILIPS

AVENT

Noslauciet, glabājiet, barojiet
– pilns kopš. kompl.

Atsūknē, glabā, baro, apkop

Iekļauts mīksts masāžas
spilventiņš

2 pudelītes un 10 uzglabāšanas
trauciņi

Krūšgalu aizsargi un krēms

SCD292/01



Vairāk ērtību, piena* Noslauciet, glabājiet, barojiet, apkopiet Pilnīgs elektriskā krūts piena sūkņa komplekts

Komplekts barošanas ar krūti uzsākšanai ir lieliski piemērots mātēm, kuras plāno atslaukt savu krūts pienu. Tajā ir ietverts viss, kas nepieciešams, lai atslauktu un uzglabātu krūts pienu, kā arī pabarotu mazuli. Tajā ir ietverti arī īpaši produkti, kas palīdzēs jums rūpēties par savām krūtīm un krūšu galiņiem.

Atslaukšana

- Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains
- Sūknim ir maigas stimulēšanas režīms un 3 noslaukšanas iestatījumi
- Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Barošana

- Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku
- Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Glabāšana

- Lietošanai ledusskapī/saldētavā
- Viegla piena iesūkņēšana piena uzglabāšanas traukā

Serviss

- Aizsargā iekaisušus krūšgalus barošanas laikā
- Zīdāini maiga sajūta

Izceltie produkti

Ērtāka pozīcija



Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūkņēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūkņēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Vienkārši iestatījumi, no kuriem izvēlēties



Tiklīdz ir ieslēgts, sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties no 3 atsūkņēšanas iestatījumiem, lai pienu plūstu pēc iespējas ērtāk.

Mīksts masāžas spilventiņš




Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Dabisks satvēriens



Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Unikālas komforta ziedlapas diz.



Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumam un elastību, tam nesaraucoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Lietošanai ledusskapī/saldētavā

Philips Avent krūzītes var glabāt ledusskapī vai saldētavā un mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Viegla piena iesūkņēšana piena uzglabāšanas traukā

Izmantojot piena uzglabāšanas krūzītes adapteri, pienu var viegli iesūkņēt piena uzglabāšanas traukā. Krūts piens lieki nenoplūst un neizšļakstās.

Aizsargā iekaisušus krūšgalus barošanas laikā

Philips Avent krūšgalu aizsargi ir paredzēti lietošanai tikai gadījumos, ja jums ir iekaisuši vai sasprēgājuši krūšgali, un šie aizsargi jāizmanto, konsultējoties ar speciālistu.

Zīdaiņi maiga sajūta



Zīdaiņi maiga augšpuse un ventilējami, dabiski materiāli. Dermatoloģiski pārbaudīts.

Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Anglija

Attīstības posmi

Posms: Grūtniecība, 0–6 mēneši

Iekļautie elementi

Piena uzglabāšanas krūzītes vāciņš: 10 gab.
Blīvējošs disks piena glabāšanai: 1 gab.
Piena uzglabāšanas krūzītes adapteris: 2 gab.
Natural pudelīte, 125 ml: 1 gab.
Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 1 gab.
Natural pudelīte 260 ml: 1 gab.
Īpaši mīksts lēnas plūsmas knupītis: 1 gab.
Krūts piena sūkņa korpus: 1 gab.
Standarta izmēra spilventiņš: 1 gab.
Pamatierīce, iesk. caurulīti: 1 gab.
Piena uzglabāšanas trauciņš (180 ml/6 oz):
10 gab.

Ceļojumu pārsegs: 1 gab.
Krūštura ieliktnu paraugu iepakojumi:
1 iepakojums (2 gab.)
Standarta krūšgalu aizsargs: 2 gab.
Krūštura saspraude: 1 gab.
Mitrinošs krēms krūšu galiem: 15 ml

Materiāls

Pudelīte: Polipropilēns, Nesatur BPA*
Piena sūknis: Nesatur BPA*, Polipropilēns
Knutītis: Silikona, Nesatur BPA*
Breast pads: Dermatoloģiski pārbaudīts, Zīdaini
maiga augšpusē, Dabisks, elpojošs
materiāls
Uzglabāšanas krūzītes: Polipropilēns, nesatur
BPA*

Dizains

Piena sūkņa dizains: Kompakts dizains
Pudelītes dizains: Plats kakliņš, Ergonomiska
forma

Vienkārša lietošana

Piena sūkņa izmantošana: Viegla tīrīšana,
Pilnībā saderīgs klāsts, Intuitīva salikšana

Funkcijas

Nav jānoliecas uz priekšu: Sēdēšana ērtā
pozīcijā
Mīksts masāžas spilventiņš: Maiga stimulēšana
Iestatījumi: 1 stimulēšanas režīms, 3
ekspresiestatījumi
Krūšu kopšana: Diena, Nakts

