

PHILIPS

AVENT

Comfort, enkel
elektrisk bröstpump

Natural

125 ml-flaska medföljer



SCF332/01



Är bekvämare och ger mer mjölk

Bröstpump med massagekudde

När du är bekväm och avslappnad flödar mjölken bättre. Det är därför vi har skapat vår mest bekväma bröstpump hittills: sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt, och låt vår mjuka massagekudde varsamt stimulera ditt mjölkflöde.

Sitt bekvämare utan att behöva luta dig framåt

- Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Naturligt bra grepp med medföljande Natural-flaska och -dinapp

Stimulerar varsamt mjölkflödet

- Mjuk massagekudde för en varm känsla

Övriga fördelar

- Enkel montering. Visuell matchning av olika delar
- Kompakt och lätt design
- Kan användas med andra Philips Avent-matningsprodukter
- Enkel rengöring tack vare få separata delar
- Enkel användning med en enda knapptryckning

Välj den bekvämaste inställningen

- Har ett skonsamt stimuleringsläge och 3 pumpinställningar

Funktioner

Bekvämare ställning



Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Enkla inställningar att välja bland

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan den av de 3 pumpinställningarna som är bekvämast för dig.

Mjuk massagekudde



Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Natural-dinapp medföljer



Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Kompakt design

Bröstpumpen har en kompakt design som gör den enkel att hålla och placera på bröstet. Den lilla, lätta basenheten kan enkelt placeras inom räckhåll för full kontroll när du pumpar. För enkel transport och förvaring kan slangen lindas kring basenheten. Enkel att använda på resan med hjälp av batterier.

Enkel rengöring

Enkel rengöring tack vare de få separata delarna. Mjölken kommer aldrig i kontakt med slangkopplingarna och basenheten. Alla delar förutom de elektriska tål maskindisk.

Enkel användning

En enkel elektrisk bröstpump som är perfekt för mammor som pumpar mjölk ofta, och värdesätter att kunna pumpa utan problem med en enkel knapptryckning.

Enkel montering

Visuell matchning av olika delar för enkel montering.

Fullständigt kompatibelt utbud

Bröstpumpen kan användas i kombination med andra matningsprodukter i Philips Avent-sortimentet, inklusive våra Classic-flaskor och förvaringsflaskor för mjölk. Philips Avent tillhandahåller också en rad tillbehör för bröstvård som hjälper dig amma längre och ökar din komfort.

Specifikationer

Bröstpump

Material: BPA-fri*

Design

Bröstpumpsdesign: Kompakt design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Ursprungsland

England

Material

Bröstpump: Polypropylen, BPA-fri*

Flaskmata: Polypropylen, BPA-fri*

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad som ingår

Amningskupa, provförpackningar: 2 (2 dagskupa och 2 nattkupa) delar

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 1 delar

Förslutningslock för mjölkförvaring: 1 delar

Natural-flaska 125 ml: 1 delar

Kudde i standardstorlek: 1 delar

Bröstpumpenhet: 1 delar

Basenhet inklusive slangkopplingar: 1 delar

Extra membran: 1 delar

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Enkel montering, Enkel rengöring, Fullständigt kompatibelt utbud

Funktioner

Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

Inställningar: 3 pumpinställningar, 1 stimuleringsläge

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

