

# PHILIPS

## AVENT

Единична електрическа  
помпа за кърма Comfort

Естествено

Includes 4oz/125ml bottle



SCF332/01



## Повече комфорт, повече кърма

### Помпа за кърма с масажна възглавничка

Когато седите удобно и сте спокойна, кърмата потича по-лесно. Затова създадохме нашата най-удобна помпа до днес – седнете удобно, без да се навеждате напред, и оставете меката възглавничка за масаж да стимулира нежно потока кърма.

#### Седите удобно, без да се навеждате напред

- По-удобно положение за изцеждане, благодарение на уникалния дизайн

#### Нежно стимулира потичането и потока кърма

- Меката възглавничка за масаж затопля кожата

#### Други предимства

- Интуитивно сглобяване. Един поглед, за да напаснете частите
- Компактна и лека конструкция
- Съвместима с други продукти за хранене Philips Avent
- Лесно почистване, благодарение на малкия брой части
- Лесно използване с натискането на един бутон

#### Избирате най-комфортната за вас настройка

- Има режим на нежно стимулиране и 3 настройки за изцеждане

## Акценти

### По-удобно положение



Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение на който кърмата тече директно в бутилката, дори когато седите в съвсем изправено положение. Това означава, че можете да седите по-удобно, докато изцеждате – не се налага да се навеждате напред, за да сте сигурна, че кърмата ще влезе в бутилката. Когато седите удобно и сте спокойна, докато изцеждате, кърмата потича по-лесно.

### Лесни настройки, от които да избирате

Когато включите помпата, тя се включва автоматично в режим на нежно стимулиране, който стимулира потичането на кърма. След това избирате една от 3-те настройки за изцеждане, с която се чувствате най-комфортно.

### Мека възглавничка за масаж



Нашата възглавничка за масаж разполага с нова мека, кадифена текстура, която осигурява топло усещане на кожата за удобно, нежно стимулиране на потока

кърма. Възглавничката е създадена нежно да имитира сученето на бебето, за да помогне при стимулирането на потока кърма.

### Компактна конструкция

Помпата за кърма има компактна конструкция, за да можете лесно да я държите и нагласите към гърдата. Малката, лека основа може лесно да се постави така, че да ви е поддръка и да имате пълен контрол, когато изцеждате. За допълнително удобство при пренасяне и съхранение, тръбичката просто се увива около основата. Използва се лесно, когато сте в движение – на батерии.

### Лесно почистване

Почистването е лесно, благодарение на малкия брой разглобяеми части. Кърмата никога не влиза в контакт с тръбичката и основата. Всички части, с изключение на електрическите, са подходящи за съдомиялна машина.

### Лесно използване

Единичната електрическа помпа за кърма е идеална за майки, които изцеждат често и се радват, че това може да става безпроблемно, с натискането на един бутон.

### Интуитивно сглобяване

Интуитивно сглобяване – достатъчен е един поглед, за да напаснете частите.

### Гама напълно съвместими продукти

Помпата за кърма може да се използва в съчетание с други продукти за хранене от гамата Philips Avent, включително нашите бутилки Classic и контейнери за съхранение на кърма. Philips Avent предлага и гама аксесоари за грижа за гърдите, за да можете да кърмите по-дълго и по-комфортно.

## Спецификации

### Помпа за кърма

**Материал:** Не съдържа бисфенол-А\*

### Дизайн

**Дизайн на помпата за кърма:** Компактна конструкция

**Дизайн на бутилката:** Ергономична форма, Широко гърло

### Страна на произход

Англия

### Материал

**Помпа за кърма:** Полипропилен, Не съдържа бисфенол-А\*

**Бутилка:** Полипропилен, Не съдържа бисфенол-А\*

**Биберон:** Силикон, Не съдържа бисфенол-А\*

### Какво включва

**Свърхмек биберон за новородени:** 1 бр.

**Тампони за гърди, мострен пакет:** 2 (2 дневни и 2 нощни тампона) бр.

**Уплътнителен диск за съхранение на кърма:** 1 бр.

**Бутилка Natural 125 мл/4 унции:** 1 бр.

**Тяло на помпата за кърма:** 1 бр.

**Възглавничка със стандартен размер:** 1 бр.

**Основа с тръбичка:** 1 бр.

**Резервна диафрагма:** 1 бр.

### Лесна употреба

**Използване на помпата за кърма:** Интуитивно сглобяване, Лесно почистване, Гама напълно съвместими продукти

### Функции

**Без навеждане напред:** Седите в удобно положение

**Мека възглавничка за масаж:** Нежно стимулиране

**Настройки:** 3 настройки за изцеждане, 1 режим на стимулиране

### Стадии на развитие

**Етап:** 0 – 6 месеца

