

PHILIPS

AVENT

Mazuļa aprūpes komplekts


Visi mazuļa aprūpes pamatpiederumi

Pilns komplekts

Zēniem un meitenēm

 Product Picture

SCH400/00



Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts

Visi mazuļa aprūpei nepieciešamie piederumi vienā komplektā

Ar mūsu mazuļa aprūpes komplektu SCH400 varat savam mazajam dārgumiņam nodrošināt vislabāko aprūpi. Kompaktajā komplektā ietverts precīzs, ērts un ātrdarbīgs digitālais termometrs, deguna aspirators ar mīkstu uzgali, uz pirksta uzmaucama zobu birste, nagu un matu kopšanas komplekts.

10 mazuļa aprūpes pamatpiederumi

- Digitālais termometrs ar profesionālu precizitāti*
- Deguna aspirators ar mīkstu un elastīgu uzgali
- Uz pirksta uzmaucama zobu birste
- Nagu un matu kopšanas komplekts

Kompakta somiņa - perfekta ceļojumu laikā

- Kompakts un pārdomāts komplekts
- Ideāla dāvana

Izceltie produkti

Digitālais termometrs

Ātri, ērti un precīzi izmēriet sava mazuļa temperatūru. Digitālajam termometram ir profesionāla precizitāte,* un elastīgais uzgalis sniedz papildu komfortu jums un jūsu mazulim.

Kompakts un pārdomāts

Pārdomātais komplekts ļauj ievietot jūsu papildu mazuļa kopšanas piederumus, taču vienlaikus tas ir kompakts un ērts līdzņemšanai. Lieliski piemērots ceļojumiem un bērnistabai.

Deguna aspirators

Deguna aspirators palīdz atvērt mazuļa elpceļus, lai mazulis justos un gulētu labāk.

Uz pirksta uzmaucama zobu birste

Saudzīgi masējiet mazuļa smaganas vai zobus.

Nagu un matu kopšanas komplekts

Pilns nagu kopšanas komplekts ar noapaļotu galu šķērītēm, nagu standziņām un trīs vilītēm. Kā arī matu kopšanas komplekts ar noapaļotu galu ķemmi un mīkstu matu suku.

Dāvana

Ideāla dāvana visiem (jaunajiem) vecākiem.

Specifikācijas

Attīstības posmi

Posms: Visi posmi

Tehniskās specifikācijas

Battery: Baterija 1,55 V DC (LR41)

Tehniskās specifikācijas

Accuracy: diapazons $\pm 0,1$ °C no 35 °C līdz 42 °C

Atbilstība: Atbilst MDD93/42/EEK

Mērījumu diapazons: No 35°C līdz 42,9°C

Baterijas darbmužs: > 100 darba stundas

Logistikas dati

F kastes izmēri (P x A x Dz.): 117 x 174,5 x 51 mm

Dzimums

Paredzēts: Zēniem un meitenēm

