

PHILIPS

AVENT

Protège-mamelon

Moyen (21 mm)

2 pièces

SCF156/01



Vous aide à allaiter plus longtemps

Accessoires d'allaitement, protègent les mamelons douloureux

Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple, ultrafine, sans goût ni odeur. Ils protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.

Évite les mamelons douloureux ou crevassés lorsque vous allaitez

- Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

Aide les mamans à allaiter plus longtemps

- Tétée facile pour bébé
- En silicone ultra-fin inodore et sans goût
- Découpe spéciale qui permet à bébé d'être en contact avec le sein

Caractéristiques

Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

Les protège-mamelons Philips Avent ont été conçus pour les mamelons douloureux ou crevassés et doivent être utilisés sous contrôle médical.

Tétée facile pour bébé

Votre bébé prend le sein et tête facilement à travers le protège-mamelon.

Fabriqué en silicone ultra-fin

Les protège-mamelons Philips Avent sont en silicone ultra-fin, inodore et sans goût.

Découpe spéciale qui permet à bébé d'être en contact avec le sein

Votre bébé peut continuer à vous sentir et vous toucher, et donc à stimuler votre lactation en tétant. Il reprendra aussitôt le mamelon dès la disparition des crevasses.

Spécifications

Design

Permet au bébé de sentir votre peau
Permet au bébé de sentir l'odeur de votre peau

Poids et dimensions

Diameter: 21 millimètre

Pays d'origine

Royaume-Uni

Matériau

Protège-mamelon: Sans BPA*, Silicone

Qu'est-ce qui est inclus ?

Standard Nipple Protector: 2 Pièce(s)

Simplicité d'utilisation

Pour cicatriser tout en poursuivant l'allaitement

Fonctions

Tétée facile: Silicone ultrafine

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

