

PHILIPS

AVENT

Konfor Manuel
göğüs pompası

Doğal

125 ml/4 oz biberon içerir



SCF330/60



Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü Yumuşak masaj yastıklı göğüs pompası

Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin.

Öne eğilmeden rahatça oturun

- Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

Biberonla beslemeyi emzirmeyle kolay birleştirme

- Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

Boşaltımı ve süt akışını nazikçe uyarır

- Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

Diğer avantajlar

- Kolayca öğrenilebilen montaj. Görsel olarak kolayca eşleşen parçalar
- Daha az sayıdaki parça sayesinde kolay temizleme
- Kolay manuel kullanım
- Diğer Philips Avent Natural besleme ürünleriyle uyumludur

Kullanımı, saklaması ve taşınması kolay

- Kompakt, hafif tasarım

Özellikler

Yumuşak masaj yastığı



Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahattılması ve süt akışının nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Natural biberon emziğiyle birlikte gelir



Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Sezgisel montaj



Kolayca öğrenilebilen montaj için görsel olarak kolayca eşleşen parçalar.

Tamamen uyumlu ürün serisi



Bu göğüs pompası Classic biberonlar ve süt saklama kapları dahil olmak üzere Philips Avent ürün serisindeki diğer besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Philips Avent ayrıca daha uzun süre emzirmenize yardımcı olmak ve daha rahat etmenizi sağlamak için geniş bir göğüs bakım aksesuarları yelpazesi sunar.

Kolay temizlik

Daha az sayıda parça sayesinde kolayca temizlenir. Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Kolay manuel kullanım

Sütünüzü arada sırada sağlıyorsanız ve kompaktlık sizin için önemliyse manuel göğüs pompası tam size göre. Tek elinizle kolayca kullanabilirsiniz.

Kompakt tasarım



Göğüs pompasının kompakt tasarımı, kolayca konumlandırılmasını sağlar. Ergonomik şekilli sapı, süt sağarken rahat tutma ve tam kontrol sunar. Pompanın küçük ve hafif olması kolayca saklanmasını ve taşınmasını sağlamanın yanı sıra hareket halinde pompalanmasını kolaylaştırır.

Daha rahat pozisyon



Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona akmasını sağlar. Böylece pompalama sırasında, sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmeye gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompalama sırasında konforlu ve rahat şekilde oturmanız, doğal olarak sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Göğüs pompası

Malzeme: BPA içermez*

Tasarım

Göğüs pompası tasarımı: Kompakt tasarım

Biberon tasarımı: Ergonomik tasarım, Geniş ağızlı

Malzeme

Biberon: Polipropilen, BPA içermez*

Göğüs pompası: Polipropilen, BPA içermez*

Emzik: Silikon, BPA içermez*

Paket içeriği

Ekstra yumuşak yenidoğan emziği: 1 adet

Göğüs pedi deneme paketleri: 2 (2 Günlük

kullanım pedi ve 2 Gece kullanım pedi) adet

Kulplu göğüs pompası: 1 adet

Süt saklamak için sızdırmaz disk: 1 adet

Natural biberon 125 ml/4 oz: 1 adet

Standart boy yastık: 1 adet

Seyahat muhafazası: 1 adet

Kullanım kolaylığı

Göğüs pompası kullanımı: Sezgisel montaj,

Kolay temizlik, Tamamen uyumlu ürün serisi

Fonksiyonlar

Öne eğilme zorunluluğu yoktur: Rahat bir pozisyonda oturun

Yumuşak masaj yastığı: Nazik uyarma

Natural biberonla birlikte gelir: Emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirin

Gelişim aşamaları

Aşama: 0 - 6 ay

