

# PHILIPS

## AVENT

Extractor de leche manual con mamadera

Uso sencillo en los traslados

Extractor con suave cojín masajeador

Incluye mamadera y tetina

Funda de viaje y disco de sellado



SCF330/20



Más comodidad, más leche y uso sencillo en los traslados\*

Extractor de leche manual con cojín masajeador

Siéntese cómodamente sin inclinarse hacia delante y deje que el suave cojín masajeador estimule delicadamente el flujo de leche. El extractor de leche manual Avent tiene pocos componentes, es fácil de armar, usar y limpiar. Es ligero y compacto para disfrutar una extracción sencilla en cualquier lugar.

**Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar**

- Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural

**Fácil de colocar, rápido y limpio**

- Pocas piezas separadas y diseño intuitivo
- Diseño ligero y compacto

**Menos inclinación, clínicamente probado\***

- Posición relajante gracias a su diseño especial

**Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores**

- Cojín masajeador suave y cuidadoso para estimular la salida

## Destacados

### Posición relajante



El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

### Cojín masajeador suave



Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

### Fácil en cualquier parte



El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que significa que es fácil de guardar y transportar para una extracción más discreta en cualquier parte.

### Fácil de colocar, rápido y limpio



Pocas piezas y diseño intuitivo. Extraiga leche para su bebé cómodamente en cualquier momento.

### Incluye nuestro biberón Natural



La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, y permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

## Especificaciones

### Diseño

**Diseño del extractor de leche:** Diseño compacto

**Diseño del biberón:** Forma ergonómica, Cuello ancho

### Material

**Biberón:** Sin BPA\*, Polipropileno

**Tetina:** Sin BPA\*, Silicona

**Extractor de leche materna:** Libre de BPA\* (solo piezas en contacto con comida)

### Qué incluye

**Tetinas de recién nacido extrasuave:** 1 uds

**Cuerpo del extractor de leche con asa:** 1 uds

**Disco sellador para almacenar leche:** 1 uds

**Biberón Natural de 125 ml:** 1 uds

**Funda de viaje:** 1 uds

**Paquetes de muestra de discos absorbentes:** 1 paquete (2 piezas)

**Cojín masajeador estándar:** 1 pieza (19,5 mm, hay disponible un cojín grande por separado)

### Fácil de usar

**Uso del extractor de leche:** Fácil limpieza, Compatible con toda la gama, Montaje intuitivo

### Funciones

**Sin inclinarse hacia delante:** Siéntese en una postura cómoda

**Cojín masajeador suave:** Estimulación suave

### Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0-6 meses



\* Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal

\* Más comodidad: un 73 % de 73 madres en periodo de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).

\* En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent)

\* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011