

# PHILIPS

## AVENT

Tekli elektrikli göğüs pompası

Her zaman, her yerde

Yumuşak masaj yastığı dahildir

Natural biberon ve emzik



SCF332/31



Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü\*. Her zaman, her yerde

Masaj yastıklı tekli elektrikli göğüs pompası

Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır

#### **Boşaltımı ve süt akışını nazikçe uyarır**

- Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı

#### **Kolay kurulum, sağma ve temizleme**

- Az sayıda parça ve yenilikçi tasarım
- Hijyenik süt sağma için tasarlanan kapalı sistem
- Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

#### **Dilediğiniz zaman süt sağma imkanı için sessiz pompa**

- Sessiz bir şekilde süt sağmanız için tasarlanmıştır

#### **Öne daha az eğilme sağladığı klinik olarak kanıtlanmıştır\***

- Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

#### **1 uyarı modu ve 3 süt sağma ayarı**

- Sizin için etkili ve konforlu ayarı seçin

## Özellikler

### Rahat duruş



Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

### Kolay ayar seçimi

Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.

### Yumuşak masaj yastığı



Masaj başlığımızın yumuşak, kadifemsi dokusu cildinizin rahatlaması ve süt akışının nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. İkonik yaprakçıklı yastık, süt akışını nazikçe uyardırmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

### Tüplerden süt dökülmez



Tüplerden süt dökülmez.

### Kolay kurulum, sağma ve temizleme



Az sayıda parça ve sezgisel tasarım. Bebeğinizin için dilediğiniz zaman anne sütü sağın.

### Natural biberon dahildir



Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyele birleştirmenize destek olur.

### Sessiz pompa

Sessiz süt sağma için tasarlanmıştır.

## Teknik Özellikler

### Tasarım

**Göğüs pompası tasarımı:** Kompakt tasarım  
**Biberon tasarımı:** Ergonomik tasarım, Geniş ağızlı

### Menşei

İngiltere

### Malzeme

**Biberon:** BPA içermez\*, Polipropilen  
**Emzik:** BPA içermez\*, Silikon  
**Göğüs pompası:** BPA içermez\* (yalnızca gıdayla temas eden parçalar)

### Paket içeriği

**Süt saklamak için sızdırmaz disk:** 1 adet  
**Natural biberon 125 ml/4 oz:** 1 adet  
**Göğüs pompası gövdesi:** 1 adet  
**Tüp sistemli taban ünitesi:** 1 adet  
**Seyahat muhafazası:** 1 adet  
**Göğüs pedi deneme paketleri:** 1 paket (2 parça)  
**Standart boy yastık (19,5 mm):** 1 adet (daha büyük boyutta bir yastık mevcuttur ve ayrı olarak satılır)  
**Tek kullanımlık göğüs pedleri:** 4 adet

### Kullanım kolaylığı

**Göğüs pompası kullanımı:** Kolay temizlik, Tamamen uyumlu ürün serisi, Sezgisel montaj

### Fonksiyonlar

**Öne eğilme zorunluluğu yoktur:** Rahat bir pozisyonda oturun  
**Yumuşak masaj yastığı:** Nazik uyarma  
**Ayarlar:** 1 Uyarı modu, 3 Süt sağma ayarı

### Gelişim aşamaları

**Aşama:** 0 - 6 ay

