


PHILIPS

Set termometro
digitale per bambino

SCH530/86



Facile e affidabile misurazione della temperatura

Termometro digitale con ciuccio che semplifica la misurazione della temperatura senza comprometterne l'affidabilità.

Misurazione rapida e affidabile

- Termometro digitale per misurazioni facili e precise
- Misurazione rapida e affidabile della temperatura in pochi secondi

Comodo per il genitore e per il bambino

- Conchiglia protettiva che previene le irritazioni cutanee
- Comprende un succhietto primi mesi, adatto ai neonati.
- Appositamente concepito per i neonati

Sicurezza per il tuo bambino

- La tettarella può essere sterilizzata o bollita
- Per bollire e sterilizzare il ciuccio senza danneggiare i componenti elettronici

In evidenza

Termometro corporeo digitale

Termometro digitale rapido, affidabile e preciso per misurare la temperatura del bambino.

Misurazione in pochi secondi

Non troppo caldo né troppo freddo... Il termometro digitale segnala rapidamente se il latte o la pappa sono pronti per il bambino. Questo apparecchio assicura la giusta temperatura di biberon e vasetti e consente inoltre di controllare che la pappa sia ancora calda in caso di pause.

Conchiglia protettiva ondulata

Le aperture sullo scudo assicurano la fuoriuscita dell'aria e prevengono le irritazioni della pelle sensibile del bambino.

Tettarella in silicone

La forma della tettarella è specificamente ideata per la bocca del bambino e non ne impedisce il naturale sviluppo, quindi puoi tranquillamente usare il succhietto ogni volta che vuoi per tranquillizzare il tuo piccolo.

Succhietto incluso

Il ciuccio può essere utilizzato per abituare il bambino. Funziona come un qualsiasi normale ciuccio.

Elettronica staccabile

Staccando dal ciuccio i delicati componenti elettronici utilizzati per la misurazione della temperatura, è possibile sterilizzare o bollire la parte con cui il bambino viene a contatto.

Sterilizzazione della tettarella

Grazie allo speciale materiale in cui è stata realizzata, la tettarella può essere sterilizzata in tutta sicurezza all'interno di un forno a microonde o in uno sterilizzatore elettrico, oppure bollita senza correre il rischio di danneggiarla.

Specifiche

Assorbimento

Operating time on battery: 200 hr
Tipo di batteria: LR41
Numero di batterie: 2
Rimovibili/sostituibili

Specifiche tecniche

Operating temperature range: 32-44 °C

Accessori

Manuale utente
Batteria

Specifiche tecniche

Precisione: 36,5-39,0 C: +/- 0,1 C °C
Tempo di misurazione: 10 s

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Ready indicator

Funzioni utili

Punta flessibile
Adatto ai neonati

