

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Manuální odsávačka
mateřského mléka

Obsahuje lahev 125 ml

SCF300/20

Odsajete více. Rychleji.

Odsávačka inspirovaná přírodou

Unikátní manuální odsávačka Philips Avent SCF300/20 bez BPA zaručuje zvýšenou účinnost, a je potvrzeno klinickými zkouškami, že umožňuje odstříknout více mléka než nemocniční dvojitě elektrické odsávačky*.

Výhody a funkce:

- Klinicky ověřeno

Účinnost potvrzená klinickými zkouškami

- Patentovaná masážní vložka

Stimulace a odsávání

- Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka
- Jemná masážní vložka uvolňují přirozený tok, podobně jako při kojení

Flexibilní a přenosná

- Snadné sestavení a použití

Přednosti

Patentovaná masážní vložka



Měkká silikonová vložka odsávačky Philips Avent s pěti masážními výstupky zajišťuje masáž prsu. Při stlačování páky odsávačky se výstupky pohybují nahoru a dolů a jemně masírují dvorec bradavky. Během odsávání navozují podobné pocity jako při kojení.

Jemný podtlak

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

Jemná masážní vložka



Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Uspodňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Snadné sestavení a použití



Tichá a přenosná.

Klinicky ověřeno

Klinické zkoušky potvrdily, že umožňuje odsávat více mléka než nemocniční dvojitě elektrické odsávačky*.

Specifikace

Země původu

Anglie

Materiál

Bez BPA*

Co je součástí

Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem: 1 ks

Zásobník na mateřské mléko (125 ml): 1 ks

Podstavec na láhev/kryt odsávačky: 1 ks

Těsnící víčko pro uchovávání mléka: 1 ks

Cestovní box na dudlík pro novorozence: 1 ks

Ruční odsávačka mateřského mléka: 1 ks

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců



* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

* Klinicky prokázané odsávání většího objemu mléka ve 20 minutách rychleji než běžnou nemocniční dvojitou elektrickou odsávačkou mateřského mléka, kdy následně odsávaly matky, které předčasně porodily.