

PHILIPS

AVENT

Veliki masažni jastučić

Odgovara svim pumpama
Comfort



SCF167/01



Odgovarajuća veličina, maksimalna udobnost Pumpa za izdavanje sa širim lijevkom

Ovaj meki masažni jastučić ima širi lijevak, posebno dizajniran za majke s većim bradavicama. Može se upotrebljavati s asortimanom pumpi za izdavanje Comfort tvrtke Philips Avent. Pogledajte slike u nastavku koje će vam pomoći da odlučite treba li vam veći jastučić pumpe za izdavanje.

Ugodno izdavanje

- Širi lijevak za udobno pristajanje
- Odgovara svim pumpama za izdavanje iz asortimana Natural

Provjerite koja vam veličina pruža optimalnu udobnost

- Odgovarajuća veličina: bradavica udobno sjeda u lijevak jastučića
- Odaberite veliki jastučić: bradavica dodiruje stjenke lijevka

Istaknute znač.


Specifikacije

Veliki jastučić za pumpu za izdajanje



Možete saznati treba li vam veliki jastučić za pumpu za izdajanje tako da provjerite može li vam bradavica udobno stati u lijevak jastučića. Ako vam bradavica dodiruje stjenku lijevka jastučića ili se tare o nju, onda biste trebali odabrati veliki jastučić pumpe za izdajanje kako biste osigurali udobnije izdajanje.

Odgovarajuća veličina



Ako bradavica udobno sjeda u lijevak jastučića, to znači da upotrebljavate masažni jastučić odgovarajuće veličine.

Premali jastučić



Ako vam bradavica dodiruje stjenku lijevka jastučića ili se tare o nju, onda biste trebali odabrati veliki jastučić pumpe za izdajanje sa širim lijevkom kako biste osigurali udobnije izdajanje.

Odgovara svim pumpama za izdajanje Natural

Veliki meki masažni jastučić kompatibilan je sa svim pumpama za izdajanje Comfort u asortimanu Natural tvrtke Philips AVENT.

Država porijekla

England

Faze razvoja

Faza: Trudnoća, 0 - 6 mjeseci

Materijal

Ne sadrži BPA*

Što se nalazi u paketu

Veliki jastučić: 1 pcs

Dio koji se može zamijeniti

Odgovara modelima proizvoda:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

Funkcije

Meki masažni jastučić: Nježna stimulacija

Jastučić

Materijal: Silikon, Ne sadrži BPA*

Kompatibilnost

Kompatibilan s asortimanom Natural

Jednostavnost uporabe

Jastučić: Jednostavno čišćenje, Može se prati u stroju za pranje posuda

