




Philips
Infraröd InfraCare-lampa

300 W

Zonbehandlingsområde
Digital timer



HP3631

Effektiv smärtlindring

Infraröd värme som går på djupet

Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda lampan på 300 W är mycket behaglig och dess infraröda värme tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och ger effektiv lindring i "zonområden" på 40 x 30 cm.

Effektiv smärtlindring

- Infraröd värme som går på djupet

PHILIPS

Specifikationer

Lättanvänd

- Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
- På/av-knapp
- Mjukt handtag: för enkel transport och placering

Tekniska specifikationer

- batteri: LR-54, alkaliskt, 1,5 V (livslängd 200 tillfällen)

Säkerhet

- IEC-certifierad: Uppfyller IEC 60601 och 60335

Effektiv smärtlindring

- Värme som går på djupet

Zonbehandling

- Behandlingsområde: 40 x 30 cm
- Infraröd halogenlampa: 300 W

Behandlingskontroll

- Digital timer: med ljudsignal

Tekniska specifikationer

- Spänning: 230 V

- Sladdlängd: 200 m
- Effekt: 300 W
- Isolering: Klass II (dubbel isolering)
- Frekvens: 50/60 Hz
- Livslängd för lampor: 500 hr

Vikt och mått

- A-låda, mått: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm
- Produktvikt: 1,4 kg
- Produktstorlek: 20 x 30,9 x 17,2 (B x H x D) cm
- F-låda, vikt: 1,8 kg
- Antal F-lådor i A-låda: 3 pcs
- Kvantitet på europall: 60 pcs
- A-låda, vikt: 5,4 kg
- F-låda, mått: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

Logistisk information

- CTV-kod: 884363101000
- Ursprungsland: Tyskland

Medicinsk utrustning

- Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Funktioner

Infraröd värme som går på djupet



Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärter och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.

