




Philips
Infraröd InfraCare-lampa

300 W

Zonbehandlingsområde
Digital timer



HP3631

Effektiv smärtlindring

Infraröd värme som går på djupet

Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda lampan på 300 W är mycket behaglig och dess infraröda värme tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och ger effektiv lindring i "zonområden" på 40 x 30 cm.

Effektiv smärtlindring

- Infraröd värme som går på djupet

PHILIPS

Specifikationer

Vikt och mått

- Product weight: 1,4 kg
- Product dimensions: 20 x 30,9 x 17,2 (B x H x D) cm

Tekniska specifikationer

- Voltage: 230 V
- Cord length: 200 m
- Power: 300 W
- Frequency: 50/60 Hz

Lättanvänd

- Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
- På/av-knapp
- Mjukt handtag: för enkel transport och placering

Vikt och mått

- A-låda, mått: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm
- F-låda, vikt: 1,8 kg
- No. of F-boxes in A-box: 3 pcs
- Kvantitet på europall: 60 pcs
- A-låda, vikt: 5,4 kg
- F-låda, mått: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

Tekniska specifikationer

- batteri: LR-54, alkaliskt, 1,5 V (livslängd 200

tillfällen)

- Isolering: Klass II (dubbel isolering)
- Livslängd för lampor: 500 timmar

Säkerhet

- IEC-certifierad: Uppfyller IEC 60601 och 60335

Logistisk information

- Ursprungsland: Tyskland

Medicinsk utrustning

- Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Logistisk information

- CTV-kod: 884363101000

Effektiv smärtlindring

- Värme som går på djupet

Zonbehandling

- Behandlingsområde: 40 x 30 cm
- Infraröd halogenlampa: 300 W

Behandlingskontroll

- Digital timer: med ljudsignal

Funktioner

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärter och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.



Publiceringsdatum
2021-07-03

Version: 7.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com