

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche manual con 3 vasos

Facilidad de uso en cualquier lugar

Extractor con cojín masajeador suave

Incluye 3 vasos de almacenamiento

Tetinas de recién nacido extrasuave

SCF330/13



Más comodidad y más leche, en cualquier lugar*

Extractor de leche manual con cojín masajeador

Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante, nuestro suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. El extractor de leche manual Avent tiene pocas piezas, por lo que resulta fácil de montar, usar y limpiar. Ligero y compacto, ideal para extracciones sobre la marcha.

Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante

- Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Estimula suavemente la bajada y el flujo de leche

- Cojín masajeador suave con tacto cálido

Otras ventajas

- Montaje intuitivo. Fácil encaje visual de las piezas
- Fácil limpieza gracias al número reducido de piezas sueltas
- Funcionamiento manual sencillo
- Compatible con otros productos de alimentación de Philips Avent

Extraer, almacenar y alimentar: todo en uno

- Incluye 3 vasos de almacenamiento de leche materna de gran versatilidad

Fácil de usar, almacenar y transportar

- Diseño ligero y compacto

Destacados

Postura más cómoda



El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Cojín masajeador suave



Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El cojín está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

Extraer, almacenar y alimentar: todo en uno



Utilice el mismo vaso para extraer, almacenar y alimentar con leche materna a su bebé. Ideal para guardar en el frigorífico o el congelador

Diseño compacto



El extractor de leche tiene un diseño compacto que permite colocarlo fácilmente. Su asa con diseño ergonómico ofrece una sujeción cómoda y un control total durante la extracción. Su tamaño pequeño y ligereza permiten guardarlo y transportarlo fácilmente, para una extracción más discreta en cualquier parte.

Montaje intuitivo



Facil encaje visual de las piezas para un montaje intuitivo.

Compatible con toda la gama



Este extractor de leche se puede utilizar junto con otros productos de alimentación de la gama Philips Avent, incluidos nuestros biberones y recipientes para leche materna Classic. Philips Avent ofrece también una gama de accesorios para cuidar el pecho, dar el pecho durante más tiempo y aumentar su comodidad.

Fácil limpieza

La limpieza resulta fácil gracias al número reducido de piezas sueltas. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas.

Funcionamiento manual sencillo

El extractor de leche manual es ideal si extrae la leche de vez en cuando y es extraordinariamente compacto. Se maneja fácilmente con una mano.

Especificaciones

Diseño

Diseño del extractor de leche: Diseño compacto

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Material

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Vaso de almacenamiento de leche: Sin BPA*, Polipropileno

Extractor de leche materna: Sin BPA (solo piezas en contacto con comida)

Qué incluye

Tetinas de recién nacido extrasuave: 1 uds

Cuerpo del extractor de leche con asa: 1 uds

Adaptador para vaso de almacenamiento de leche: 1 uds

Cojín de tamaño estándar: 1 uds

Paquetes de muestra de discos absorbentes: 1 paquete (2 uds)

Vasos de almacenamiento de leche materna: 3 uds

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Montaje intuitivo,

Fácil limpieza, Compatible con toda la gama

Funciones

Sin inclinarse hacia delante: Siéntese en una postura cómoda

Cojín masajeador suave: Estimulación suave

Incluye vasos de almacenamiento de leche materna: Extraer, almacenar y alimentar: todo en uno

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

