

PHILIPS

AVENT

Tire-lait manuel

Avec le système de conservation

SCF290/12



Pour recueillir davantage de lait et le conserver facilement.

Tirez, conservez et donnez votre lait facilement

Un tire-lait manuel vous permet de contrôler au mieux le rythme et la puissance d'aspiration. Le tire-lait manuel exclusif Philips Avent vous assure une plus grande efficacité, car une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier.

Avantages et caractéristiques :

- Pour tirer et conserver votre lait en même temps
- Cliniquement prouvé

Efficacité cliniquement prouvée

- Coussin massEUR breveté

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Compatible avec les tire-laits et les tétines Philips Avent

- Utilisez l'adaptateur pour tirer votre lait et nourrir votre enfant

Pour conserver et transporter en toute sécurité

- Système avec couvercles vissables hermétiques

Points forts

Pour tirer et conserver votre lait en même temps

Le système de conservation Avent est un système polyvalent qui vous fait gagner de la place. Il est conçu pour évoluer avec votre bébé. Il vous permet d'utiliser le même pot pour tirer votre lait, le conserver et le donner à votre bébé.

Coussin massEUR souple



Les alvéoles du coussin massEUR breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Système avec couvercles vissables hermétiques

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Adaptateur pour tirer et donner le lait

Utilisez l'adaptateur pour tirer votre lait et le donner dans le même pot.

Cliniquement prouvé

Cliniquement prouvé : permet de tirer davantage de lait qu'un tire-lait électrique hospitalier double.*

Coussin massEUR breveté



Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

Caractéristiques

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Couvercle pour pot de conservation du lait: 5 Pièce(s)
 Adaptateur pour pots de conservation pour lait: 2 Pièce(s)
 Pack de transport pour tétines, nouveau-né: 2 Pièce(s)
 Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 Pièce(s)
 Pièces de rechange: 1 Pièce(s)
 Pot Avent pré-stérilisé (180 ml): 5 Pièce(s)
 Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

