

PHILIPS

AVENT

Sähkökäyttöinen
Comfort-rintapumppu

Natural

Sisältää 125 ml pullon



SCF332/01



Mukava olo, enemmän maitoa

Rintapumppu ja hierontatyyny

Kun tunnet olosi miellyttäväksi ja rentoutuneeksi, maitoa virtaa helpommin. Siksi kehitimme ainutlaatuisen miellyttävän rintapumpun. Voit istua rennosti mukavassa asennossa ja antaa pehmeän hierontatyynyn stimuloida hellävaraisesti maidon virtausta.

Istu mukavammassa asennossa eteenpäin nojaamatta

- Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

- Mukana Natural-pullo ja -tutti luonnollista otetta varten

Stimuloi hellävaraisesti maidon tuloa

- Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Muita etuja

- Yksinkertainen kokoaminen, visuaalisesti tunnistettavat osat
- Kompakti ja kevyt muotoilu
- Yhteensopiva muiden Philips Avent -ruokintatuotteiden kanssa
- Helppo puhdistaa, koska erillisiä osia on vähän
- Helppo käyttää yhdellä painikkeen painalluksella

Valitse miellyttävän asetus

- Hellävarainen stimuloititila ja 3 pumppausasetusta

Kohokohdat

Mukavampi asento



Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Valitse yksinkertaisista asetuksista

Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle sopivin.

Pehmeä hierontatyyny



Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.

Mukana Natural-tutti



Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Kompakti muotoilu

Kompakti muotoilu helpottaa rintapumpun asettamista rinnalle. Pienen ja kevyen pumpun voi helposti asettaa sopivalle etäisyydelle, jolloin sitä on helppo säätää pumppauksen aikana. Pumppua on kätevä kuljettaa ja säilyttää, sillä letku kiertyy pumpun ympärille. Paristojen avulla voit käyttää laitetta myös tien päällä.

Helppo puhdistaa

Puhdistaminen on helppoa, koska erillisiä osia on vähän. Maito ei joudu kosketuksiin letkujen ja laitteen kanssa. Kaikki osat sähköisiä osia lukuun ottamatta voi pestä astianpesukoneessa.

Helppokäyttöinen

Sähkökäyttöinen rintapumppu on ihanteellinen äideille, jotka pumppaavat maitoa usein ja haluavat helppokäyttöisen pumpun, joka toimii yhdellä painikkeen painalluksella.

Helppo koota

Osat on helppo yhdistää visuaalisesti koonnin helpottamiseksi.

Täysin yhteensopiva sarja

Tätä rintapumppua voi käyttää muiden Philips Avent -sarjan ruokintatuotteiden kanssa, mukaan lukien Classic-pullot ja rintamaidon säilytysastiat. Philips Avent -sarja sisältää myös rintojen hoidon lisätarvikkeita, jotka helpottavat rintaruokintaa ja lisäävät mukavuutta.

Tekniset tiedot

Rintapumppu

Materiaali: Ei BPA:ta*

Muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä suuaukko

Rintapumpun muotoilu: Kompakti muotoilu

Alkuperämaa

Englanti

Materiaali

Rintapumppu: Polypropeeni, Ei BPA:ta*

Pullo: Polypropeeni, Ei BPA:ta*

Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti: 1 kpl
Liivinsuojusten näytepakkaus: 2 (2 päivä- ja 2 yökäyttöön) kpl

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 1 kpl

Natural-pullo 125 ml: 1 kpl

Rintapumppu: 1 kpl

Vakiokokoinen tyyny: 1 kpl

Laite ja letkut: 1 kpl

Varakalvo: 1 kpl

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo koota, Helppo puhdistaa, Täysin yhteensopiva sarja

Toiminnot

Ei nojaamista eteenpäin: Mukavampi istuma-asento

Pehmeä hierontatyyny: Hellävarainen stimulointi

Asetukset: 3 pumppausasetusta, 1 stimulointitila

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

