

PHILIPS

AVENT

Jednstruka električna
izdajalica Easy Comfort

Obuhvaća jednu bočicu od 4 oz
/ 120 ml

 Product Picture

SCF301/02



Praktičnost i udobnost za učinkovito izdavanje

Odaberite jedan od 4 načina stimulacije i jednu od 4 postavke izdavanja kako biste svako izdavanje prilagodili sebi i učinili ugodnim. Lagan, kompaktan dizajn olakšava izdavanje dok ste u pokretu.

Mala masa i kompaktan dizajn

- Lako izdavanje, kod kuće ili dok ste u pokretu
- Baterijsko i strujno napajanje

Više jednostavnih postavki za prilagodenu uporabu

- Postavke bez napora postavite i zaboravite
- 4 načina stimulacije x 4 načina izdavanja za optimalno izdavanje

Diskretno i higijensko izdavanje

- Diskretni zvuk i zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za diskretnu uporabu danju i noću

Tehnologija Rhythmic Wave

- Osmišljeno za oponašanje ritma bebinog sisanja

Dizajnirano za nježno poticanje protoka mlijeka

- Meki masažni jastučić dizajniran je da pomogne poticanje protoka mlijeka

Istaknute značajke

Prilagođeno izdavanje

Udobnost je važna prilikom izdavanja, a svaka je majka doživljava drukčije. Ova izdajalica omogućuje vam odabir jednog od 4 načina stimulacije i jedne od 4 postavke izdavanja. Na taj način svako izdavanje možete učiniti učinkovitim i udobnim.

Postavke bez napora

Majke imaju dovoljno toga na umu i bez prisjećanja idealne postavke pa ćemo mi to učiniti umjesto njih. Željene postavke se spremaju, tako da ćete biti spremni pritiskom gumba. Treba vam predah od izdavanja? Samo pritisnite gumb za pauziranje, a za nastavak pritisnite gumb za rad. Tako je lako.

Meki masažni jastučić

Naše izdajalice dizajnirane su imajući na umu udobnost. Meka baršunasta tekstura masažnih jastučića pruža osjećaj topline i udobnosti na koži, što može pomoći u stimulaciji protoka mlijeka. Fleksibilni materijal dizajniran je da oponaša bebino sisanje, što može pomoći u otpuštanju mlijeka.

Mala masa i kompaktni dizajn

Lagani i kompaktni dizajn omogućuje lako izdavanje kod kuće ili dok ste u pokretu.

Dvostruko napajanje

Proizvod se napaja na električnu energiju. Ako želite osigurati prenosivost, možete umetnuti baterije i tako dobiti mogućnost bežične upotrebe. Možete umetnuti četiri nepunjive AA baterije od 1,5 V ili četiri punjive AA baterije od 1,2 V

Osmišljeno za oponašanje sisanja

Tijekom dojenja bebe prate ritam sisanja, gutanja, disanja u omjeru 1:1:1. Ova izdajalica ima posebnu tehnologiju Rhythmic Wave koja je osmišljena za oponašanje bebinog sisanja i gutanja, brzine i omjera (1:1), radi brzog i učinkovitog generiranja protoka mlijeka. To znači da će izdavanje biti prirodno i udobno.

Diskretno izdavanje

Naš praktični zaslon s pozadinskim osvjetljenjem omogućuje diskretno izdavanje noću, bez potrebe za uključivanjem svjetla. Blagi zvuk sprječava ometanje.

Specifikacije

Dizajn

Dizajn bočice: Ergonomski oblik, široko grlo
Dizajn pumpe za izdavanje: Kompaktan dizajn

Država podrijetla

Kina

Materijal

Bočica: Ne sadrži BPA*, Polipropilen
Duda: Ne sadrži BPA*, Silikon
Izdajalica: Ne sadrži BPA* (samo dijelovi koji dolaze u dodir s hranom)

Što se nalazi u paketu

Sealing disc for milk storage: 1 kom.
Kućište pumpe za izdavanje: 1 kom.
Baza s cijevima: 1 kom.
Poklopac za putovanja: 1 kom.
Natural bočica od 4 oz: 1 komad
Meki jastučić: 1 kom.
Vežica: 1 komad

Jednostavnost uporabe

Korištenje pumpe za izdavanje: Intuitivno sastavljanje, lako čišćenje, potpuno kompatibilan asortiman

Funkcije

Tehnologija Rhythmic Wave: Oponaša bebino sisanje

Faze razvoja

Faza: 0 - 6 mjeseci

