

PHILIPS

AVENT

Enkel elektrisk bröstpump

Pumpa när som helst, var som helst

Innehåller en mjuk
massagekudde

Natural-flaska och napp



SCF332/31



Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst

Enkel elektrisk bröstpump med massagekudde

Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde försiktigt stimulerar mjölkflödet. Använd vår tysta pump när som helst, var som helst, till och med med batterier. Den är enkel att montera, anpassa, använda och rengöra

Stimulerar varsamt mjölkflödet

- Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor

Enkel att sätta samman, pumpa med och rengöra

- Få separata delar och en intuitiv design
- Slutet system, utformat för hygienisk pumpning
- Naturligt bra grepp med medföljande Natural-flaska och -dinapp

Tyst pump för diskret pumpning när du vill

- Utformad för att pumpa tyst

Mindre framåtlutning, det är kliniskt dokumenterat*

- Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Ett stimuleringsläge och tre pumpinställningar

- Välj den inställning som är effektiv och bekväm för dig

Funktioner

Avslappnad ställning



Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan eller behållaren, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.

Enkla inställningar att välja bland

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan mellan tre pumpinställningar så att mjölken flödar bekvämt för dig.

Mjuk massagekudde



Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Inget mjölkspill i slangarna



Inget mjölkspill i slangarna.

Enkel att sätta ihop, pumpa med och rengöra



Få separata delar och en intuitiv design. Enkelt att pumpa mjölk till barnet, när du vill.

Vår Natural-flaska medföljer



Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Tyst pump

Utformad för diskret pumpning.

Specifikationer

Design

Bröstpumpsdesign: Kompakt design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Ursprungsland

England

Material

Flaskmata: BPA-fri*, Polypropylen

Napp: BPA-fri*, Silikon

Bröstpump: BPA-fri* (endast delar som kommer i kontakt med livsmedel)

Vad medföljer?

Förslutningslock för mjölkförvaring: 1 delar

Natural-flaska 125 ml: 1 delar

Bröstpumpenhet: 1 delar

Basenhet inklusive slangkopplingar: 1 delar

Reseskydd: 1 delar

Amningskuper, provförpackningar: 1-pack (2 st)

Kudde i standardstorlek (19,5 mm): 1 st (en kudde i större storlek säljs separat)

Amningskuper för engångsbruk: 4 delar

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Enkel rengöring,

Fullständigt kompatibelt utbud, Enkel montering

Funktioner

Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

Inställningar: 1 stimuleringsläge, 3 pumpinställningar

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader



* Kliniskt dokumenterad komfort: I ett test som utfördes på 110 mammor i USA, Storbritannien, Kina och Ryssland i mars 2016 gav mammor i genomsnitt 8,6 av 10 poäng till Philips Avent för dess prestanda och komfort.

* Mer mjölk: Oberoende forskning visar att det finns ett samband mellan stressnivå och mjölkproduktion. Se www.philips.com/AVENT

* BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011