

PHILIPS

AVENT

Rankinis pientraukis

su VIA saugojimo sistema

SCF300/12



Nutraukite daugiau. Laikykite paprastai.

Lengvai nutraukite, laikykite ir maitinkite

Unikalus „Philips Avent“ rankinis pientraukis SCF300/12 suteikia galimybę visiškai kontroliuoti siurbimo lygį ir traukimo ritmą. Jis užtikrina didesnę veiksmingumą – kliniškai įrodyta, kad juo nutraukiama daugiau pieno nei ligoninėse naudojamu elektriniu pientraukiu.

Nauda ir savybės:

- Švelniai stimuliuoja greitą pieno tekėjimą

Klinikiniais tyrimais patvirtintas veiksmingumas

- Patentuota žemyn nuleidžiama masažinė pagalvėlė

Tinka visiems „Philips Avent“ pientraukiams ir čiulptukams

- Naudokite adapterį pienui nutraukti ir maitinti

Saugu laikyti ir transportuoti

- Tvirtai užspaudžiama užsukama sistema

Ypatybės

Švelniai stimuliuoja greitą pieno tekėjimą

Patentuotoms žemyn nuleidžiamoms masažinėms „Philips Avent“ pagalvėlėms judant į vidų ir išorę švelniai masažuojama sritis aplink spenelį, todėl skatinamas natūralus pieno tekėjimas.

Patentuota žemyn nuleidžiama masažinė pagalvėlė



Penki minkšti žiedlapių formos „Philips Avent“ pientraukio masažuokliai švelniai juda į vidų ir išorę, kai pumpuojate, ir veikia kartu su vakuumu – taip imituojamas kūdikio žindymas.

Tvirtai užspaudžiama užsukama sistema



Saugu laikyti ir transportuoti

Adapteris pienui nutraukti ir maitinti



Naudodami adapterį tuo pačiu puodeliu galėsite ir nutraukti pieną, ir maitinti.

Specifikacijos

Vystymosi etapai

Stage: nuo 0 iki 6 mėn.

Kilmės šalis

England

Kas pridedama

Milk storage cup lid: 5 pcs

Puodelio pienui laikyti adapteris: 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 2 pcs

Itin minkštas naujagimiams skirtas

čulptukas: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Sterilus VIA puodelis (180 ml/6 unc.): 5 pcs

Rankinis pientraukis: 1 pcs

Medžiaga

Be BPA*

