

PHILIPS

AVENT

Didelė masažinė pagalvėlė

Puikiai tinka visiems
pientraukiams



SCF167/01



Tinkamas dydis, maksimalus komfortas

Pientraukis su platesniu piltuvu

Ši švelni masažinė pagalvėlė turi didesnę piltuvėlį, specialiai sukurtą mamoms su didesniais speneliais. Ją galima naudoti su „Philips Avent Comfort“ asortimento pientraukiais. Žemiau pateikti paveikslėliai padės nuspręsti, ar jums reikia didesnės pientraukio pagalvėlės.

Patogus siurbimas

- Platesnis piltuvas patogiam dėvėjimui
- Tinka visiems „Natural“ linijos pientraukiams

Pasitikrinkite, ar jums tinka, kad būtų patogų

- Tinkamas dydis: spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve
- Pasirinkite didelį dydį: spenelis liečia piltuvo sienelės

Ypatybės

Didelė pagalvėlė pientraukiui

Norėdami sužinoti, ar jums reikia didelės pientraukio pagalvėlės, patikrinkite, ar spenelis patogiai įsistato į pagalvėlės piltuvą. Jei spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės piltuvo sienelės, pasirinkite didelę pientraukio pagalvėlę, kad pientraukį būtų patogiau naudoti.

Teisingas dydis

Jei spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve, naudojate teisingo dydžio masažinę pagalvėlę.

Ankštai priglundęs

Jei spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės piltuvo sienelės, pasirinkite didelę pientraukio pagalvėlę, kad naudoti būtų patogiau.

Tinka visiems „Natural“ pientraukiams

Didelė minkšta masažinė pagalvėlė tinka visiems „Philips Avent Comfort“ pientraukiams iš linijos „Natural“.

Padėklas

Medžiaga: Silikoninis, Be BPA*

Kilmės šalis

Anglija

Medžiaga

Be BPA*

Kas pridodama

Didelė pagalvėlė: 1 vnt.

Suderinamumas

Tinka „Natural“ linijos gaminiams

Lengva naudoti

Padėklas: Lengva valyti, Galima plauti indaplovėje

Funkcijos

Minkšta masažinė pagalvėlė: Švelnus stimuliuojimas

Vystymosi etapai

Etapas: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.

Atsarginė dalis

Tinka šiems produktų tipams: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

