

PHILIPS

AVENT

เครื่องปัมน้ำนมอิเล็กทรอนิกส์
ปั๊มเดียว

Natural

มีขนาด 4 ออนซ์



SCF332/01



รู้สึกสบายยิ่งขึ้น และให้น้ำนมเยอะขึ้น ที่ปั๊มน้ำนมมีที่นวดกันกระแทก

เมื่อคุณรู้สึกสบาย และผ่อนคลาย น้ำนมของคุณจะไหลออกมาได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างสรรค์ที่ปั๊มน้ำนม
ที่ให้ความรู้สึกสบายที่สุดของเรา เพียงนั่งในท่าสบาย โดยไม่จำเป็นต้องโน้มตัวไปข้างหน้า แล้วปล่อยให้ที่นวด
กันกระแทกที่นุ่มนวลกระตุ้นการไหลของน้ำนม

นั่งในท่าสบายๆ โดยไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า

- ด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครทำให้นั่งในท่าที่สบายกว่า

กระตุ้นการหลั่ง และการไหลของน้ำนมอย่างอ่อนโยน

- ที่นวดกันกระแทกที่นุ่มนวลให้ความรู้สึกอุ่น

ประโยชน์ด้านอื่นๆ

- ประกอบง่าย ชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากันได้อย่างง่ายดาย
- ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา
- ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ปั๊มนมรุ่นอื่นๆ ของ Philips Avent
- ง่ายต่อการทำความสะอาดเพราะมีจำนวนชิ้นส่วนน้อย
- ใช้งานง่ายโดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

เลือกการตั้งค่าที่สบายที่สุด

- ประกอบด้วยโหมดการกระตุ้นอย่างอ่อนโยน และการตั้งค่าการปั๊ม 3 แบบ

ไฮไลต์

นั่งในท่าที่สบายกว่า



ที่ปัมน้ำนมที่ออกแบบไม่เหมือนใครทำให้คุณแม่ของคุณไหลจากอกลงขวดโดยตรง แม้เวลาที่คุณนั่งตัวตรง ซึ่งหมายถึงคุณสามารถนั่งได้สบายขึ้นเวลานมปัมน้ำนม ไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อให้หน้าอกไหลลงขวดอีกต่อไป นั่งในท่าสบายๆ และผ่อนคลายขณะปัมน้ำนม จะทำให้หน้าอกไหลออกมาได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การตั้งค่าอย่างง่ายให้เลือก

เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะเริ่มปัมน้ำนมโดยอัตโนมัติด้วยโหมดกระตุ้นอย่างอ่อนโยนเพื่อการหลั่งของน้ำนม จากนั้นเลือกจากการตั้งค่าการปัมน้ำนม 3 แบบ เพื่อเลือกการปัมน้ำนมระดับที่คุณต้องการ

ที่นวดกันกระแทกที่นุ่มนวล



ที่นวดกันกระแทกของเราใช้วัสดุสัมผัสใหม่แบบกัมมะหยี่ที่มีความนุ่มซึ่งให้ความรู้สึกอ่อนสบายกับผิวหนัง ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนม ที่นวดกันกระแทกนี้ออกแบบมาเพื่อจำลองการดูดนมของเด็กทารกเพื่อช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำนม

รูปทรงเล็กกะทัดรัด

ที่ปัมน้ำนมมีดีไซน์ที่กะทัดรัดทำให้เข้ารูปและปรับตำแหน่งบนทรวงอกของคุณได้ง่าย ตัวฐานขนาดเล็กและน้ำหนักเบาสามารถจับวางในที่ที่คุณใช้งาน ได้สะดวกเพื่อควบคุมการปัมน้ำนมได้อย่างเต็มที่ เพื่อความสะดวกในการขนย้ายและจัดเก็บ หลอดสามารถพันรอบตัวฐานได้ มีแบตเตอรี่สำหรับใช้งานขณะเดินทาง ได้อย่างง่ายดาย

ทำความสะอาดง่าย

การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายเพราะชิ้นส่วนที่มีจำนวนน้อย น้ำนมของคุณจะไม่สัมผัสกับหลอดและตัวฐาน อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถซักกับเครื่องล้างจาน ได้ยกเว้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ใช้งานง่าย

เครื่องปัมน้ำนมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบบีบเดี่ยวเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ปัมน้ำนมบ่อยๆ และสามารถปัมน้ำนมได้อย่างง่ายดาย แคกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

ประกอบง่าย

ชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากันได้อย่างง่ายดายทำให้ประกอบง่าย

ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่ปัมน้ำนมนี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ปัมน้ำนมแบบอื่นๆ ของ Philips Avent ได้ รวมถึงขวดนมและภาชนะบรรจุน้ำนมเพื่อการจัดเก็บรุ่นคลาสสิก นอกจากนี้ Philips Avent ยังมีอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับการดูแลทรวงอก เพื่อช่วยให้คุณให้นมลูกน้อย ได้นานขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

เครื่องปัมน้ำนม

วัสดุ: ปลอดภัย BPA*

การออกแบบ

ดีไซน์ที่ปัมน้ำนม: รูปทรงเล็กกะทัดรัด

การออกแบบขวดนม: รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์, คอขวดกว้าง

ประเทศผู้ผลิต

ประเทศอังกฤษ: ไช่

วัสดุ

ขวดนม: โพลีโพรพิลีน, ปลอดภัย BPA*

ที่ปัมน้ำนม: โพลีโพรพิลีน, ปลอดภัย BPA*

จุกนม: ซิลิโคน, ปลอดภัย BPA*

อุปกรณ์ต่างๆ

จุกนมไหลช้า นุ่มเป็นพิเศษสำหรับทารกแรกเกิด: 1 ชิ้น

แพ็คตัวอย่างแผ่นซับน้ำนม: 2 (แผ่นซับน้ำนมสำหรับกลางวัน 2 แผ่น และกลางคืน 2 แผ่น) ชิ้น

แผ่นปิดเพื่อเก็บรักษาน้ำนม: 1 ชิ้น

ขวดนม 4 ออนซ์ รุ่น Natural: 1 ชิ้น

ที่กันกระแทกขนาดมาตรฐาน: 1 ชิ้น

รูปทรงพร้อมด้ามจับของที่ปัมน้ำนม: 1 ชิ้น

ตัวฐานพร้อมหลอด: 1 ชิ้น

ชุดอะไหล่ไดอะแฟรม: 1 ชิ้น

ใช้งานง่าย

การใช้ที่ปัมน้ำนม: ประกอบง่าย, ทำความสะอาดง่าย, ใช้งานได้ดีกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ฟังก์ชัน

ไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า: นั่งในท่าสบายๆ

ที่นวดกันกระแทกที่นุ่มนวล: กระตุ้นการหลั่งอย่างอ่อนโยน

การตั้งค่า: การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว 3 แบบ, โหมดกระตุ้น 1 โหมด

ระยะเวลาพัฒนาการ

ช่วง: 0 - 6 เดือน

