

PHILIPS

 Product Picture

Lámpara de infrarrojos InfraCare

650 W

Tratamiento de medio cuerpo

Altura de 63,5 cm

HP3641

Alivio eficaz del dolor

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Philips InfraCare alivia eficazmente el dolor de músculos y articulaciones. Sus 650 vatios de potencia generan un calor agradable por infrarrojos que penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y proporcionando alivio eficaz a zonas de 60 x 40 cm.

Fácil de usar

- Ángulo ajustable con giro

Alivio eficaz del dolor

- Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Tratamiento de medio cuerpo

- Lámpara halógena de infrarrojos de 650 vatios

Destacados

Lámpara halógena de infrarrojos de 650 vatios



Philips InfraCare HP 3643 ha sido optimizado para proporcionar un alivio eficaz del dolor en zonas de 60 x 40 cm, como por ejemplo la espalda, los hombros y el cuello o el muslo. InfraCare utiliza una lámpara halógena de infrarrojos de avanzada tecnología. Sus propiedades ópticas especiales, el filtro y la potente lámpara halógena de 650 vatios han sido optimizados y permiten realizar tratamientos de medio cuerpo (60 x 40 cm) con un calor que es mucho más confortable, ya que se reparte de manera más uniforme por toda la zona tratada.

Ángulo ajustable con giro

Gracias a su gran adaptabilidad, InfraCare HP 3643 es fácil de usar en tratamientos de medio cuerpo y en distintas posiciones (tumbado en una cama o en un sofá, por ejemplo). Además de ser ajustable en altura,

la lámpara se puede posicionar fácilmente para tratar la parte del cuerpo que desee, colocándola horizontal o verticalmente (90 grados a izquierda o derecha) e inclinándola hacia arriba o hacia abajo (45 grados).

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad



La luz infrarroja ha demostrado su eficacia para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. El agradable calor creado por la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y calentando los músculos, que se relajan automáticamente a medida que se calman. Debido a que flexibiliza el tejido, el calor también reduce la rigidez y hace que las articulaciones sean más flexibles.

Especificaciones

Tratamiento de medio cuerpo

Zona de tratamiento: 60x40 cm

Lámpara halógena de infrarrojos: 650 W

Alivio eficaz del dolor

Calor que penetra en profundidad

Control del tratamiento

Temporizador digital: con desconexión automática

Atenuador con 3 posiciones de calor

Función de pausa

Especificaciones técnicas

Tensión: 230 V

Longitud del cable: 300 m

Potencia: 650 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Vida útil de las lámparas: 500 hora(s)

Peso y dimensiones

Peso del producto: 5,5 kg

Dimensiones del producto:

29,0 x 63,5 x 29,0 (anch. x alt. x prof.) cm

Cantidad en palé europeo: 18 uds

Dimensiones de caja unitaria (=unidad de embalaje): 33,9 x 80,0 x 36,5

(anch. x alt. x prof.) cm

Peso de caja unitaria (=unidad de embalaje): 6,5 kg

Datos logísticos

País de origen: Alemania

Código CTV: 884364101000

Seguridad

Certificado IEC: Cumple las normativas IEC 60601 y 60335

Facilidad de uso

2 asas: para facilitar su transporte y colocación

Interruptor de encendido/apagado

Panel de mandos digital: para información sobre tiempo e intensidad del calor

Altura regulable: 45-80 cm

Carcasa con distintas posiciones (izquierda/derecha): 90

Carcasa con distintas posiciones (arriba/abajo): 45

Aparato médico

Directiva sobre Dispositivos Médicos: 2007/47/EC, MDD 93/42/CEE

