

PHILIPS

AVENT

Одинерний електричний
молоковідсмоктувач Comfort

Natural

У комплекті пляшечка ємністю
120 мл



SCF332/01



Більше комфорту, більше молока

Молоковідсмоктувач із масажною насадкою

Коли Ви відчуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись вперед, а наша зручна масажна насадка м'яко стимулюватиме витікання молока.

Сидіть більш зручно, без потреби нахилитися вперед

- Більш зручне положення під час зсіджування завдяки унікальному дизайну

М'яке стимулювання відтоку молока

- М'яка масажна насадка з відчуттям тепла

Other benefits

- Просто збирати. Легке візуальне поєднання деталей
- Компактний і легкий дизайн
- Сумісність з іншими виробами для годування Philips Avent
- Легке чищення завдяки невеликій кількості окремих деталей
- Легке керування одним натисненням кнопки

Виберіть для себе найзручніше налаштування

- Пропонує режим лагідної стимуляції та 3 налаштування зсіджування

Основні особливості

Більш зручне положення



Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилитися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

Прості налаштування

Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для відтоку молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока найкомфортнішим.

М'яка масажна насадка



Наша масажна насадка має нову м'яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Насадка лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

Компактний дизайн

Молоковідсмоктувач має компактний дизайн, завдяки чому його легко тримати і розмістити на грудях. Невеликий, легкий основний блок можна легко розмістити поблизу для абсолютного контролю під час зціджування. Для додаткової зручності під час транспортування і зберігання трубку легко намотати навколо основного блоку. Легко використовувати в дорозі завдяки батареям.

Легке чищення

Легко чистити завдяки невеликій кількості окремих деталей. Молоко ніколи не контактуватиме з трубкою та основним блоком. Усі деталі, крім електронних, можна мити в посудомийній машині.

Легке керування

Електричний одинарний молоковідсмоктувач ідеально підходить для мам, які часто зціджують молоко і цінують легке зціджування одним натисненням кнопки.

Просто збирати

Легке візуальне поєднання деталей для простого збирання.

Повністю сумісна лінійка

Цей молоковідсмоктувач можна використовувати разом з іншими виробами для годування Philips Avent, в тому числі з нашими контейнерами для зберігання молока та пляшечками Classic. Philips Avent також пропонує лінійку аксесуарів для догляду за грудьми для довшого грудного вигодовування та більшого комфорту.

Специфікації

Конструкція

Дизайн пляшечки: Ергономічна форма, Широке горлечко

Дизайн молоковідсмоктувача: Компактний дизайн

Молоковідсмоктувач

Матеріал: Без вмісту BPA*

Країна походження

Великобританія

Матеріал

Пляшечка: Поліпропілен, Без вмісту BPA*

Молоковідсмоктувач: Поліпропілен, Без вмісту BPA*

Соска: Силікон, Без вмісту BPA*

У комплекті:

Надзвичайно м'яка соска для годування новонародженого: 1 шт.

Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер: 2

(2 денні вкладиші та 2 нічні вкладиші) шт.

Ущільнюючий диск для зберігання молока: 1 шт.

Пляшечка Natural ємністю 125 мл: 1 шт.

Корпус молоковідсмоктувача: 1 шт.

Насадка стандартного розміру: 1 шт.

Основний блок із трубкою:

1 шт.

Запасна мембрана: 1 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Просто збирати, Легке чищення, Повністю сумісна лінійка

Функції

Жодного нахилання вперед: Можна сидіти у зручному положенні

М'яка масажна насадка: Лагідне стимулювання

Налаштування: 3 налаштування зціджування, 1 режим стимуляції

Етапи розвитку

Етап: 0–6 місяців

