

PHILIPS

AVENT

Manuel göğüs
pompaı

VIA Saklama Sistemi ile

SCF290/12



Daha fazla sađın. Kolay saklayın.

Kolayca sađın, saklayın ve besleyin

Emiř düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompaı. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sađdıđı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompaı sayesinde daha fazla verim.

Avantajlar ve özellikler:

- Bir adımda sađın ve saklayın
- Klinik olarak kanıtlanmış

Etkinliđi klinik olarak onaylanmıřtır

- Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastıđı

Harekete geçirme ve sađım

- Yumuřak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi dođal sađım.

Tüm Philips Avent göğüs pompalarına ve emziklerine uygun

- Sađma ve besleme için adaptör kullanın

Güvenli saklama ve taşıma için

- Damlatmaz, çevirmeli sistem

Özellikler

Bir adımda sağın ve saklayın



VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü doğrudan sağlamak, saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanmanıza olanak verir.

Yumuşak masaj yastıkları



Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.

Damlatmaz, çevirmeli sistem



Güvenli saklama ve taşıma için

Sağma ve besleme için adaptör



Sağmak ve aynı kap ile beslemek için adaptörü kullanın.

Klinik olarak kanıtlanmış



İkili elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı



Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, Philips Avent göğüs pompasının beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.

Teknik Özellikler

Gelişim aşamaları

Aşama: 0 - 6 ay

Menşei

England

Paket içeriği

Süt saklama kabı kapağı: 5 pcs

Süt saklama kabı adaptörü: 2 pcs

Ekstra Yumuşak Yenidoğan Akışlı Emzik:

2 pcs

Yenidoğan emzik seyahat paketi: 2 pcs

Yedek parçalar: 1 pcs

Önceden sterilize edilmiş VIA Kap (180 ml):

5 pcs

Manuel göğüs pompası: 1 pcs

