

PHILIPS

AVENT

Comfort Single elektriskais
krūts piena sūknis

Natural

Ietverta 125 ml pudelīte



SCF332/01



Vairāk ērtību, vairāk piena

Piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Kad jūtaties ērti un mierīgi, piens izdalās viegli. Tāpēc mēs radījām mūsu visērtāko krūts piena sūkni: apsēdieties ērti bez nepieciešamības noliekties uz priekšu un ļaujiet mūsu masāžas spilventiņam saudzīgi stimulēt piena plūsmu.

Apsēdieties ērtāk bez nepieciešamības noliekties uz priekšu

- Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Maigi stimulē piena plūsmu

- Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Citas priekšrocības

- Intuitīva salikšana. Vizuāli viegli saliekama konstrukcija
- Kompakta un viegla konstrukcija
- Saderīgs ar citiem Philips Avent barošanas produktiem
- Vienkārša tīrīšana, pateicoties nelielam atsevišķo detaļu skaitam
- Viegla darbība, tikai pieskaroties pogai

Izvēlieties visērtāko iestatījumu

- Sūknim ir maigas stimulēšanas režīms un 3 noslaukšanas iestatījumi

Izceltie produkti

Ērtāka pozīcija



Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūkņēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūkņēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Vienkārši iestatījumi, no kuriem izvēlēties

Tiklīdz ir ieslēgts, sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties no 3 atsūkņēšanas iestatījumiem, lai piena plūstu pēc iespējas ērtāk.

Mīksts masāžas spilventiņš



Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas

stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Kompakts dizains

Krūts piena sūknim ir kompakta konstrukcija, kas atvieglo tā turēšanu un novietošanu pie krūts. Nelielo, vieglo pamatierīci var bez grūtībām novietot parocīgā atstatumā, lai pilnībā kontrolētu zīšanu. Lai transportēšana un glabāšana būtu īpaši ērta, caurulīte vienkārši jāaptin ap pamatierīci. Ar baterijām viegli lietojams, atrodoties ceļā.

Viegla tīrīšana

Tīrīšana ir vienkārša, pateicoties nelielam atsevišķo detaļu skaitam. Krūts piens nekad nenonāks saskarē ar caurulīti un pamatierīci. Visas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, izņemot elektriskās detaļas.

Viegla darbība

Atsevišķais elektriskais krūts piena sūknis ir ideāli piemērots māmiņām, kuras bieži noslauc pienu un augstu vērtē iespēju to noslaucīt bez piepūles, tikai pieskaroties pogai.

Intuitīva salikšana

Vizuāli viegli saliekama konstrukcija intuitīvai salikšanai.

Pilnībā saderīgs klāsts

Šo krūts piena sūkni var izmantot kopā ar citiem Philips Avent klāsta barošanas produktiem, tostarp mūsu Classic pudelītēm un piena uzglabāšanas traukiem. Philips Avent piedāvā arī krūšu kopšanas līdzekļu klāstu, lai nodrošinātu barošanu ar krūti ilgākā laika periodā un uzlabotu komfortu.

Specifikācijas

Krūts piena sūknis

Materiāls: Nesatur BPA*

Dizains

Piena sūkņa dizains: Kompakts dizains
Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats kakliņš

Izcelsmes valsts

Anglija

Materiāls

Pudelīte: Polipropilēns, Nesatur BPA*
Piena sūknis: Polipropilēns, Nesatur BPA*
Knupītis: Silikona, Nesatur BPA*

Iekļautie elementi

Krūštura ieliktņu paraugu iepakojumi: 2 (2 ieliktņi lietošanai dienā un 2 ieliktņi lietošanai naktī) gab.

Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 1 gab.

Blīvējošs disks piena glabāšanai: 1 gab.

Natural pudelīte, 125 ml: 1 gab.

Krūts piena sūkņa korpusi: 1 gab.

Standarta izmēra spilventiņš: 1 gab.

Pamatierīce, iesk. caurulīti: 1 gab.

Rezerves membrāna: 1 gab.

Vienkārša lietošana

Piena sūkņa izmantošana: Intuitīva salikšana, Viegla tīrīšana, Pilnībā saderīgs klāsts

Funkcijas

Nav jānoliecas uz priekšu: Sēdēšana ērtā pozīcijā

Mīksts masāžas spilventiņš: Maiga stimulēšana

Iestatījumi: 3 ekspresiestatījumi, 1 stimulēšanas režīms

Attīstības posmi

Posms: 0–6 mēneši

