

# PHILIPS

## AVENT

### Käsi-rinnapumba ja steriliseerija komplekt

Pumbake, toitke ja steriliseerige

Kaasas kolm-ühes sterilisaator

Käsi-rinnapump Comfort

Lutipudelid, hari ja lutid

SCD293/00



## Mugavam, rohkem piima\* Pumbake, toite ja steriliseerige Käsi-rinnapumba ja steriliseerija komplekt

Rinnaga toitmise komplekt sobib hästi emadele, kes soovivad täiskomplekti pumpamiseks, toitmiseks ja puhastamiseks. Sinna kuuluvad mitmed tarvikud: käsi-rinnapump, steriliseerija, lutid ja lutipudelid.

#### Toitmine

- Komplekti kuuluvad meie Natural sarja lutipudel ja loomulikku haaramist võimaldav lutt

#### Kolm-ühes sterilisaator

- Reguleeritav suurus
- Lisaainetevaba auruga steriliseerimine kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest
- Sobib kõikidele laia ja kitsa kaelaga pudelitele

#### Pumpamine – käsi-rinnapump

- Spetsiaalne kuju tagab lõõgastava asendi
- Pehme massaažipadi stimuleerib piima voolamist
- Kerge kompaktnes disain
- Vähe eraldatavaid osi ja loogiline disain

# Esiletõstetud tooted

## Lõõgastav asend



Tänu rinnapumba ainulaadsele kujule voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea selleks ettepoole kummarduma, et kogu piim pudelisse voolaks. Mugav istumisasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

## Pehme massaažipadjake



Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Lehekujuline padjake on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

## Lihtsus liikvel olles



Rinnapump on väike ja kerge, mistõttu on seda lihtne hoiundada ja transportida ning pumpamine on ringi liikudes diskreetssem.

## Lihtne seadistada, pumbata ja puhastada



Vähe eraldatavaid osi ja loogiline disain. Imikule piima väljapumpamine on alati lihtne.

## Komplekti kuulub lutipudel Natural



Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

## Kolm-ühes sterilisaator



Tänu reguleeritavale suurusele mahutab see kolm-ühes Philips Aventi sterilisaator täiuslikult kõik esemed, mida soovite steriliseerida ning võtab kõõgis alati võimalikult vähe ruumi. „Kolm ühes” funktsionaalsus: 1) väike suurus luttide steriliseerimiseks 2) keskmine suurus rinnapumpade ning väikelaste taldrikute, nugade ja kahvlite steriliseerimiseks 3) suur suurus võimaldab steriliseerida korraga kuus pudelit.

## Lisaainetevaba auruga steriliseerimine

Sterilisaatoris kasutatakse lisaainetevaba auru lutipudelite ja teiste toodete steriliseerimiseks ning sellega kõrvaldatakse 99,9% kahjulikest pisikutest ilma kemikaale kasutamata. Ideaalne tagamaks teile kindlustunnet, et kõik teie beebi lutipudelid ja muud tooted on steriilsed.

## Sobib igat tüüpi pudelitele



Sterilisaatorisse mahuvad nii laia kui ka kitsa kaelaga pudelid ning ka erinevad rinnapumpad ja tarvikud. See annab teile vabaduse kasutada just neid pudeleid ja tarvikuid, mis sobivad teile ja teie lapsele kõige paremini. Sterilisaatori täismahutavus: kuus 330 ml Philipsi Aventi pudelit.

# Spetsifikatsioon

## Toide

**Pinge:** 220 V (kolm-ühes elektriline aurusterilisaator)

## Materjal

**Pudel:** Polüpropüleen, BPA-vaba\*

**Rinnapump:** BPA-vaba\*, Polüpropüleen

## Komplektis sisaldub

**Silikoonlutt:** 3 tk

**Rinnapumba korpus koos käepidemega:** 1 tk

**Tangid:** 1 tk

**Sulgemisketas piima hoiundamiseks:** 1 tk

**125 ml lutipudel Natural:** 2 tk

**Eriti pehme, vastsündinule sobiva vooga lutt:** 2 tk

**Pealelükatav kaitsekork:** 3 tk

**Lutipudel Natural, 260 ml:** 2 tk

**Pudeli- ja lutihari:** 1 tk

**Kolm-ühes sterilisaator:** 1 tk

**Rinnapadja proovipakid:** Üks pakk (2 tk)

## Funktsioonid

**Pole vaja ettepoole kummarduda:** Istuge mugavas asendis

**Pehme massaažipadjake:** Örn stimulatsioon

## Arenguetaapid

**Etapp:** 0–6 kuud

