


PHILIPS

AVENT

Tire-lait manuel

Coffret Vie Active

SCF290/16



Pour recueillir davantage de lait, rapidement.

Tire-lait manuel offrant une efficacité maximale

Un tire-lait manuel vous permet de contrôler au mieux le rythme et la puissance d'aspiration. Le tire-lait manuel exclusif Philips AVENT vous assure également une efficacité maximale, en étant cliniquement prouvé qu'il recueille davantage de lait qu'un tire-lait électrique utilisé en milieu hospitalier.

Avantages et caractéristiques :

- Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Efficacité cliniquement prouvée

- Coussin massEUR breveté

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Flexible et portatif

- Facile à assembler et à utiliser

Points forts

Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Tout ce qu'il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

Facile à assembler et à utiliser

Silencieux et portatif.

Coussin massEUR breveté

Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

Coussin massEUR souple

Les alvéoles du coussin massEUR breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Caractéristiques

Pays d'origine

England

Inclus

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 pcs

Tire-lait manuel ISIS: 1 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

