


PHILIPS

AVENT

Tire-lait
électronique

Coffret Vie Active

SCF292/13



Conçu pour le confort

Inspiré par la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait accompagné de sa valisette est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en continuant pour vous.

Avantages et caractéristiques :

- Enregistre et reproduit votre rythme
- Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Vous aide à allaiter plus longtemps

- Plus de lait, naturellement

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.
- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

Trois façons de l'utiliser

- Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

Points forts

Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Tout ce qu'il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

Coussin masseur souple

Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Enregistre et reproduit votre rythme

La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d'expression.

Secteur, piles et mode manuel

Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.

Plus de lait, naturellement

Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence

Caractéristiques

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

Pays d'origine

England

Alimentation

Voltage: 100-240 V

Inclus

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Cool pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml): 1 pcs

Inclus

Battery pack: 1 pcs

Manual pump parts for when power is not available: 1

Microfiber travel bag: 1 pcs

Cordon d'alimentation: 1 pcs

