

# PHILIPS

 Product Picture

# AVENT

Tire-lait  
électronique unique

SCF302/01

## Conçu pour le confort

### Le tire-lait inspiré par la nature

Le tire-lait manuel exclusif Philips Avent SCF302/01 vous assure une efficacité maximale. De plus, une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier double\*.

#### **Avantages et caractéristiques :**

- Enregistre et reproduit votre rythme

#### **Vous aide à allaiter plus longtemps**

- Plus de lait, naturellement

#### **Stimule et permet de recueillir le lait**

- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier
- Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

#### **Trois façons de l'utiliser**

- Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

## Points forts

### Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

### Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

### Enregistre et reproduit votre rythme

La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d'expression.

### Plus de lait, naturellement



Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence

### Secteur, piles et mode manuel

Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 100 - 240 volt

### Pays d'origine

Angleterre

### Qu'est-ce qui est inclus ?

Battery pack: 1 Pièce(s)

Electronic Breast Pump: 1 pièce

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 1 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 1 Pièce(s)

Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 1 Pièce(s)

Pack de transport pour tétines, nouveau-né: 1 Pièce(s)

Pièces de rechange: 1 Pièce(s)

Pièces pour le transformer en tire-lait manuel si nécessaire: 1

### Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

