



Philips Philips Avent
Kryt otvoru odsávačky
mateřského mléka

Bílá

Odsávačky
Odsávačka mateř. mléka single a
duo

CP0047/01

Hygienická ochrana otvoru odsávačky mateřského mléka

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Nasadte na otvor odsávačky, aby zůstal hygienicky čistý, když jej právě nepoužíváte.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro typy produktu: SCF391 SCF393

SCF394 SCF395 SCF396, SCF397 SCF398 SCF430

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2023-11-12

Verze: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com