


# PHILIPS

## AVENT

Одинарний електрич.  
молоковідсмоктувач Easy Comfort

У комплекті одна пляшечка на  
120 мл

 Product Picture

SCF301/02



## Зручність і комфорт для ефективного зціджування

Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому.

### Легкий і компактний дизайн

- Легке зціджування, вдома або за його межами
- Робота від батарей та електроенергії

### Кілька простих налаштувань для персоналізованого використання

- Прості налаштування, які не потребують постійного контролю
- 4 режими стимулювання та 4 режими зціджування для оптимального зціджування

### Непомітне та гігієнічне зціджування

- Негучний звук та дисплей із підсвіткою дозволяють непомітно користуватися пристроєм вдень або вночі

### Технологія ритмічних коливань

- Розроблено для імітації ритму смоктання дитиною

### Створено для лагідного стимулювання відтоку молока

- М'яка масажна насадка допомагає стимулювати відтік молока

# Основні особливості

## Персоналізоване зціджування

Під час зціджування важливо почуватися комфортно. Кожна мама розуміє комфорт по-своєму. Цей молоковідсмоктувач дозволяє вибрати один із 4 режимів стимулювання та одне із 4 налаштувань зціджування. Завдяки цьому кожне зціджування стане ефективним та комфортним.

## Прості налаштування

У мам достатньо клопотів і без пригадування оптимального налаштування, тому ми зробимо це за Вас. Ваші бажані налаштування зберігаються, тому Ви можете почати зціджувати одним натисненням кнопки. Бажаєте призупинити зціджування? Просто натисніть кнопку паузи, а для продовження натисніть кнопку відновлення. Це так просто.

## М'яка масажна насадка

Наші молоковідсмоктувачі створювалися з думкою про Ваш комфорт. М'яка та приємна текстура масажних насадок створює відчуття тепла й комфорту на шкірі, що стимулює відтік молока. А гнучкий матеріал імітує смоктання дитини, сприяючи відтоку молока.

## Легкий і компактний дизайн

Завдяки легкому та компактному дизайну можна легко зціджувати молоко вдома або за його межами.

## Два варіанти живлення

Виріб працює від електроенергії. Для додаткової мобільності та бездротового використання можна також вставити батареї. Можна вставити чотири звичайні батареї 1,5 В AA або чотири акумуляторні батареї 1,2 В AA.

## Створено для імітації смоктання

Під час годування грудьми діти дотримуються ритму смоктання, ковтання та дихання у співвідношенні 1:1:1. Цей молоковідсмоктувач використовує спеціальну технологію ритмічних коливань, яка розроблена для імітації ритму смоктання та ковтання молока дитиною зі швидкістю та співвідношенням (1:1) для швидкого й ефективного відтоку молока. Це забезпечує природне та комфортне зціджування.

## Непомітне зціджування

Наш зручний дисплей із підсвіткою забезпечує непомітне зціджування вночі без потреби вмикати світло, а м'який звук завдає ще менше турбот.

# Специфікації

## Конструкція

**Дизайн пляшечки:** Ергономічна форма, Широке горлечко

**Дизайн молоковідсмоктувача:** Компактний дизайн

## Країна походження

Китай

## Матеріал

**Пляшечка:** Без вмісту BPA\*, Поліпропілен

**Соска:** Без вмісту BPA\*, Силікон

**Молоковідсмоктувач:** Без BPA\* (лише частини, які контактують з їжею)

## У комплекті:

**Ущільнюючий диск для зберігання молока:** 1 шт.

**Корпус молоковідсмоктувача:** 1 шт.

**Основний блок із трубкою:** 1 шт.

**Дорожня кришка:** 1 шт.

**Пляшечка Natural ємністю 125 мл:** 1 шт.

**М'яка насадка:** 1 шт.

**Ремінець:** 1 шт.

## Простота використання

**Використання молоковідсмоктувача:** Просто збирати, легко чистити, повністю сумісна лінійка

## Функції

**Технологія ритмічних коливань:** Імітує ритм смоктання молока дитиною

## Етапи розвитку

**Етап:** 0–6 місяців

