

PHILIPS

AVENT

Dvojitá elektrická
prsná odsávačka

SCF304/60



Navrhnuté pre komfort

Inšpirované prírodou

Naša jedinečná odsávačka bez obsahu BPA je vybavená elektronickou pamäťou, ktorá vám zaručí úplnú kontrolu – naučí sa váš osobný štýl odsávania a pokračuje v ňom.

Výhody a vlastnosti:

- Učí sa a pokračuje vašim rytmom sania
- Výnimočne pohodlná a účinná
- Nekonečne variabilná rýchlosť, podtlak a rytmus – bez predvoľieb
- Tichá, jednoduchá a prenosná
- Rýchlejšie odsávanie mlieka

Stimulácia a odsávanie

- Jemný podtlak napodobňuje dojčenie dieťaťa pre získanie plynulého prúdu mlieka
- Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Hlavné prvky

Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania

Elektronická pamäť sa naučí po dotyku tlačidla, potom pokračuje vaším osobným rytmom odsávania.

Jemný ťah podtlaku

Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.

Nekonečne variabilné ovládanie

Vychutnajte si dokonalú kontrolu nad rýchlosťou, podtlakom a tempom odsávania – môžete dokonca nastaviť čerpadlo tak, aby zodpovedalo tempu sania vášho dieťaťa.

Patentovaný vankúšik Let-down Massage



Päť mäkkých masážnych vankúšikov sa pri pumpovaní jemne prehýba dnu a súčasne vytvára osvedčený podtlak. Tento pomáha stimulovať rýchly a prirodzený tok mlieka.

Rýchlejšie odsávanie mlieka

Výskum preukázal, že dvojité odsávanie zlepšuje tvorbu mlieka. Dvojitá elektrická odsávačka mlieka je jediná odsávačka, ktorá dokáže pre obe čerpadlá udržiavať rovnakú úroveň podtlaku a ovládania, ktoré zaručia vysokú účinnosť.

Tichá, jednoduchá a prenosná

Tichá, jednoduchá a prenosná

Jemné masážne výstelky



Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Technické údaje

Napájanie

Napätie: 100 – 240 V

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Extra mäkký cumlík s priet. pre novor.: 2 ks

Stojan na fľaše/kryt lievika: 4 ks

Tesniace viečko na uskladnenie mlieka: 2 ks

Dvojitá elektrická odsávačka mlieka: 1 ks

Chladiaci balíček: 2 ks

Diely manuálnej odsávačky pre prípad, že nie je k dispozícii napájanie: 1 ks

Nádobka na materské mlieko (260 ml/9 unci): 2 ks

Cestovné puzdro z mikrovlákna: 1 ks

Nosič Thinsulate™: 2 ks

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

