

# PHILIPS

## AVENT

Conjunto de oferta de  
biberão anticólicas

Conjunto de iniciação para  
crianças

125 ml + 260 ml

Fluxo recém-nascido+Tetina  
fluxo lento

0m+ e 1m+

SCD806/00



## Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto\*

### Concebido para uma alimentação sem interrupções

O biberão anticólicas foi concebido para evitar a entrada de ar na barriga do seu bebé e reduzir as cólicas e o desconforto, minimizando também as interrupções da alimentação. A válvula anticólicas integrada ajuda a extrair o ar da barriga do seu bebé.

#### Outras vantagens

- Chupeta com proteção suave e flexível para menos marcas na pele
- Gama compatível da amamentação até ao copo
- Estão disponíveis tetinas com fluxos diferentes
- Este biberão não contém BPA

#### Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto\*

- Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas\*
- 60% menos agitação à noite\*
- Formato da tetina concebido para fecho seguro
- A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

#### Fácil de utilizar, limpar e montar

- Design sem derrames
- Fácil de limpar e montar com poucas peças
- Biberão de gargalo largo com canto arredondado para uma limpeza fácil
- Fácil de segurar


# Destaques

## Menos cólicas



A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na teta contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.

## Menos agitação



O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.\*

## Alimentação sem interrupções



O formato da teta permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da teta para uma alimentação sem interrupções e confortável.

## Fecho seguro



A teta foi concebida para não contrair, para um agarrar seguro e uma alimentação sem interrupções.

## Fácil de montar



O nosso biberão anticólicas tem poucas peças para uma montagem rápida e simples.

## Fácil de segurar



A única forma de biberão que torna este biberão fácil de segurar e de agarrar em qualquer direcção.

## Fácil de limpar



O nosso biberão é mais fácil de montar e de limpar de forma rápida e minuciosa devido ao seu gargalo largo e por conter menos peças.

## Design sem derrames

O nosso biberão anticólicas foi desenvolvido para evitar fugas durante a alimentação, para uma experiência verdadeiramente agradável.

## A crescer com o seu filho



Misture e combine a nossa bomba tira leite, o biberão e o copo para criar um produto que funcione para si, quando precisar!

## Sem BPA



O biberão anticólicas Philips Avent é fabricado em material sem BPA (PP).

## Adapta-se às necessidades de crescimento do seu bebé



A gama de biberões anticólicas Philips Avent oferece diferentes fluxos nas tetinas para acompanhar o crescimento do seu bebé. Lembre-se de que as indicações etárias são aproximadas, visto que os ritmos de desenvolvimento dos bebés são diferentes. Todas as tetinas estão disponíveis em embalagens duplas: recém-nascido, lento, médio, rápido, fluxo variável e fluxo para alimentos espessos.

# Especificações

## Design

**Design do biberão:** Forma ergonómica, Gargalo largo

## Material

**Biberão:** Sem BPA, Polipropileno

**Tetina:** Sem BPA, Silicone

## Inclui

**Biberões de 125 ml:** 2 unid.

**Biberão de 260 ml:** 2 unid.

**Escovilhão para biberões e tetinas:** 1 unid.

**Chupeta ortodôntica:** 1 unid.

## Fácil de utilizar

**Utilização do biberão:** Seguro para máquina de lavar a loiça e microondas, Fácil de montar, Fácil de limpar, Fácil de segurar

## Biberão

**Capacidade:** 125 ml e 260 ml

## Funções

**Fácil de utilizar:** fácil de limpar e de montar, design sem derrames, 4 peças para montagem fácil

**Tetina:** Agarrar fácil, textura nervurada evita contrações da tetina, sistema anticólicas

comprovado

**Válvula anticólicas:** desenvolvida para reduzir a ingestão de ar

## Fases de desenvolvimento

**Fase:** 0 a 12 meses



\* 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

\* As 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.

\* Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.

\* O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.