

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Manuálna
odsávačka mlieka

Univerzálna súprava

SCF290/16

Odsávajte viac. Rýchlo.

Lepšia účinnosť ako pri manuálnej odsávačke

Manuálna odsávačka mlieka vám ponúka celkovú kontrolu nad úrovňou odsávania a rytmom pumpovania. Unikátna manuálna odsávačka mlieka Philips AVENT vám zaručuje vylepšenú účinnosť, je klinicky testovaná, aby odsala viac mlieka ako nemocničná elektrická odsávačka.

Výhody a vlastnosti:

- S izolovanou taškou a chlad. baličkami

Klinicky overená účinnosť

- Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Stimulácia a odsávanie

- Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Flexibilná a prenosná

- Jednoduchá montáž a používanie

Hlavné prvky

S izolovanou taškou a chlad. balíčkami



Všetko, čo potrebujete na uchovávanie zásob mlieka a vysávanie a uchovávanie materského mlieka pri odlúčení od dieťaťa.

Jednoduchá montáž a používanie



Tichá a prenosná.

Patentovaný vankúšik Let-down Massage



Päť mäkkých masážnych okvetných listov odsávačky mlieka Philips Avent sa pri pumpovaní jemne prehýba dnu a von a pomocou podtlaku napodobňuje satie dieťaťa.

Jemné masážne výstelky



Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Stojan na fľaše/kryt lievika: 2 ks

Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce):
2 ks

ISIS Manual Breast Pump: 1 ks

Cestovné balenie cumlíkov pre novorodenca:
1 ks

Extra mäkký cumlík s prietokom pre
novorodenca: 2 ks

Náhradné súčiastky: 1 ks

